

SteelcoSure

Niezależny system kontroli urządzeń
oraz procesu mycia, dezynfekcji i sterylizacji



Steelco
your partner in infection control



“For the Environmentally conscious”



SteelcoSure

Niezależna kontrola urządzeń oraz procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Niezależnie od tego jakiej marki sterylizatora, myjni narzędziowej, ultradźwiękowej czy endoskopowej Państwo używacie w swoich jednostkach, bardzo ważne jest, by urządzenia te myły, dezynfekowały oraz sterylizowały zgodnie z wymogami norm i innych przepisów prawnych obowiązujących w Polsce.

Na osiągnięcie efektywności mycia czy sterylizacji wpływ ma wiele czynników, takich jak: rodzaj wsadu, jego właściwy załadunek oraz wybór odpowiedniego programu, przeprowadzona walidacja i serwisowanie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Jako wiodący producent urządzeń do mycia, dezynfekcji i sterylizacji używanych w Centralnych Sterylizatorniach oraz pracowniach endoskopowych, Steelco oferuje Państwu zestaw wskaźników oraz testów do kontroli prawidłowej pracy urządzeń oraz weryfikacji przebiegu procesu. Naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa personelu oraz pacjentów, jak również minimalizacja ryzyka powstania zakażeń krzyżowych na skutek niewłaściwego mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi.

Całościowa oferta

- Brudziki do myjni-dezynfektorów
- Testy skuteczności mycia do myjni narzędziowych i ultradźwiękowych
- Testy pozostałości zanieczyszczeń białkowych do narzędzi oraz instrumentów kanałowych
- Taśma wskaźnikowa do pakietów
- Testy Bowie&Dick do codziennej kontroli sterylizatora
- Test Helixa do zwalniania wsadu
- Testy chemiczne klasy 4 i 6, zgodne z PN-EN ISO 1140
- Testy biologiczne do sterylizacji parowej oraz plazmowej
- Testy do myjni dezynfektorów do endoskopów elastycznych
- Test do weryfikacji poprawności zgrzewu

Ekologiczne podejście

- Nie zawierają ołowiu ani innych toksycznych metali ciężkich
- Mniejsze opakowania aby chronić środowisko poprzez niższe koszty transportu



Możesz polegać na produktach z serii SteelcoSure monitorując efektywność działania posiadanych urządzeń oraz przebiegu procesu dekontaminacji.

Produkowane w zakładach spełniających wymogi standardów ISO 9001 oraz PN-EN ISO 13485. Produkty z serii SteelcoSure spełniają wymagania norm PN-EN ISO 15883, ISO 11140 oraz ISO 11138.

Mycie

Walidacja urządzeń, monitorowanie myjni narzędziowych i ultradźwiękowych oraz badanie pozostałości białkowych.



PRODUKTY DO MYJNI NARZĘDZIOWYCH ORAZ ULTRADŹWIĘKOWYCH	Symbol	Opakowanie	Symbol	Opakowanie zbiorcze
Brudziki walidacyjne	9992104P	6 opakowań w pudełku	9992104	17 pudełek w kartonie
Uchwyt wskaźników do myjni	-	-	9992097	2 uchwyty w pudełku
Wskaźnik do myjni narzędziowych	9992098P	50 szt. w opakowaniu	9992098	20 opakowań w kartonie
Wskaźnik do myjni ultradźwiękowych	9992099P	25 szt. w opakowaniu	9992099	20 opakowań w kartonie

PRODUKTY DO WYKRYWANIA POZOSTAŁOŚCI BIAŁKOWYCH	Symbol	Opakowanie	Symbol	Opakowanie zbiorcze
Test pozostałości białkowych	9992095P	30 szt. w pudełku	9992095	18 pudełek w kartonie
Test pozostałości białkowych do narzędzi o długich i wąskich kanałach	9992096P	5 szt. testów indywidualnych	9992096	15 pudełek w kartonie

Inne produkty dostępne na zamówienie. Zapewniamy wsparcie szkoleniowe.



Sterylizacja

Pełna oferta testów chemicznych oraz biologicznych, taśmy ze wskaźnikiem procesu do sterylizatorów parowych oraz niskotemperaturowych.



TESTY DO MONITOROWANIA PROCESU STERYLIZACJI	Symbol	Opakowanie	Symbol	Opakowanie zbiorcze
Codzienna kontrola urządzenia - sterylizatory parowe				
Test Bowie&Dick do sterylizatorów parowych, 134-137°C - 3.5 min	-	-	9992084	30 szt. w kartonie
Zwalnianie pakietów - sterylizatory parowe				
PCD do testu Helixa wraz z 250 paskami testowymi, zgodne z PN-EN 285, 134°C - 5 min	9992085P	1 PCD oraz 250 pasków	9992085	15 opakowań w kartonie
Kontrola pakietów - sterylizatory parowe				
Wskaźnik klasy 6 ,134°C - 5 min & 121°C - 15 min	9992086P	250 testów w opakowaniu	9992086	20 opakowań w kartonie
Wskaźnik klasy 4 z możliwością podziału, 121°C -135°C	9992087P	250 podwójnych testów w opakowaniu	9992087	20 opakowań w kartonie
Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji parą wodną, 24h	9992092P	50 szt. w opakowaniu	9992092	15 opakowań w kartonie
Inkubator do testów biologicznych - 13 komorowy (ETO, para wodna, plazma) - 37°C, 55°C	-	-	9992093	1 szt. w pudełku

TESTY DO STERYLIZACJI NISKOTEMPERATUROWEJ	Symbol	Opakowanie	Symbol	Opakowanie zbiorcze
Wskaźnik chemiczny do sterylizatorów plazmowych	9992106P	250 testów w opakowaniu	9992106	20 opakowań w kartonie
Wskaźnik biologiczny do sterylizatorów plazmowych	9992107P	50 w pudełku	9992107	15 pudełek w kartonie
Wskaźnik chemiczny do sterylizatorów formaldehydowych - 2017	9992108P	250 testów w opakowaniu	9992108	20 opakowań w kartonie

TAŚMA ZE WSKAŹNIKIEM PROCESU	Symbol	Opakowanie	Symbol	Opakowanie zbiorcze
Bezłateksowa taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej - 18mm	-	-	9992088	48 rolek w kartonie
Bezłateksowa taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej - 25mm	-	-	9992089	36 rolek w kartonie
Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji tlenkiem etylenu (ETO) - 18mm	-	-	9992090	48 rolek w kartonie
Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji plazmowej - 25mm	-	-	9992121	36 rolek w kartonie
Dystrybutor do taśmy	-	-	9992091	1 szt. w pudełku

Inne produkty dostępne na zamówienie. Zapewniamy wsparcie szkoleniowe.



Pozostałe produkty

Kontrola jakości wody, przebiegu reprocessingu endoskopów elastycznych oraz działania zgrzewarek



WSKAŹNIKI DO KONTROLI MYJNI DO ENDOSKOPÓW ELASTYCZNYCH	Symbol	Opakowanie	Symbol	Opakowanie zbiorcze
ARES wskaźnik chemiczny obecności kwasu nadoctowego	9992094P	100 szt. w opakowaniu	9992094	20 opakowań w kartonie
ARES wskaźnik chemiczny obecności nadtlenu wodoru	9992110P	100 szt. w opakowaniu	9992110	20 opakowań w kartonie

POZOSTAŁE PRODUKTY	Symbol	Opakowanie	Symbol	Opakowanie zbiorcze
Test do weryfikacji poprawności zgrzewu	99911332P	30 szt. w pudełku	99911332	6 pudełek w kartonie
Q-water BSK profesjonalny system do pobierania próbek wody (sterylny - jednorazowego użycia)	-	-	99911268	20 w pudełku
Q-water - profesjonalny test jakości wody	-	-	99911278	1

Inne produkty dostępne na zamówienie. Zapewniamy wsparcie szkoleniowe.



www.steelcospa.com



Dystrybutor w Polsce:
Medilab Sp. z o.o.
 ul. Niedźwiedzia 60
 15-531 Białystok
 tel. 85/747 93 00 fax. 85/747 93 01
 e-mail: bialystok@medilab.pl
www.medilab.pl

STEELCO S.p.A.
 Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - Italy
 Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
 e-mail: steelco@steelcospa.com
www.steelcospa.com