



**COMAMED**

Ul. Górską 1a,  
43-300 Bielsko-Biała  
Tel. +48 884 003 887  
tel./fax. 335 000 089  
biuro@comamed.pl

[www.comamed.pl](http://www.comamed.pl)

## Elektryczne Łóżko Szpitalne LUNA

Antybakteryjne, elektryczne łóżko szpitalne LUNA z barierkami na całej długości wykonane z ultrawyrzynałego tworzywa medycznego HDPEmedical® przez największego portugalskiego producenta sprzętu, firmę IMO

tworzywowe barierki na całej długości wykonane z ultrawyrzynałego tworzywa medycznego HDPEmedical®  
regulacja elektryczna wysokości łóżka – 40-80 cm  
szyty wykonane z ultrawyrzynałego tworzywa medycznego HDPEmedical®

regulacja elektryczna: wysokości, segmentu pleców, segmentu uda i autokontur

tworzywo medyczne HDPEmedical® zawiera komponent który jest ponad w 99% skuteczny w stosunku do następujących bakterii pobranych w otoczeniu szpitala:

*Staphylococcus aureus ATCC 6538*

*Escherichia coli NCTC 8196*

*Legionella pneumophila NCTC 11192*

*Staphylococcus aureus ATCC* odporne na metycylinę.

maksymalna waga pacjenta 220 kg



**Cena: 7 000 zł**  
**Cena specjalna:**  
**5 500 zł brutto**

## Bariatryczny, kolumnowy wózek do przewożenia chorych **TRENDY**

Kolumnowy wózek do przewożenia chorych **TRENDY** wykonany przez największego portugalskiego producenta sprzętu firmę **IMO**, przeznaczony jest na wszystkie oddziały w tym na oddziały ICU i Emergency

- obciążenie maksymalne 350 kg
- konstrukcja kolumnowa wózka
- hydrauliczna regulacja wysokości 565-885 mm
- leże przezerne na całej długości dla promieniowania RTG, wykonane z tworzywa HPL
- pełna współpraca z Ramieniem C
- koła 200 mm obudowane tworzywem ABS
- hydrauliczna regulacja Trendelenburga i antyTrendelenburga +/- 15°
- centralna blokada kół z możliwością blokady z każdego narożnika
- konstrukcja wózka oraz elementy metalowe pokryte żywicą epoksydową i polimeryzowane w temperaturze 220 stopni
- barierki boczne pokryte żywicą epoksydową



**Cena: 15 000 zł**

**Cena specjalna:  
9 000 zł brutto**

## Stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości **VERA TP3**

Trzy segmentowy stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości hiszpańskiego producenta sprzętu medycznego **NAMROL MEDICAL**

- elektryczna regulacja wysokości 570-930 mm sterownikiem nożnym
- pozycja Trendelenburga
- automatyczna pozycja egzaminacyjna (zerowa)
- pozycja fotelowa
- wypiętrzenie łędźwiowe
- obciążenie maksymalne 200 kg
- regulacja segmentu oparcia głowy, segmentu pleców oraz segmentu nóg



**Cena: 20 000 zł**

**Cena specjalna:  
12 000 zł brutto**