



GHARIENI LR PODO

Fotel LR posiada 5 silników i w związku z tym wszystkie funkcje tego fotela można przestawiać elektrycznie przy pomocy pilota.

Wysokość wsiadania na ten fotel to 56cm.

Trzykomorowy Airback pozwala na dostosowanie kształtu fotela do indywidualnych potrzeb klienta.

Dane techniczne:

- Wysokość: 56 - 80 cm
- Długość: 151 - 215 cm
- Szerokość bez podłokietników: 61 cm
- Szerokość z podłokietnikami: 78 cm

Wyposażenie dodatkowe:

- Wąskie podłokietniki (54cm x 8cm)
- Szerokie podłokietniki (54cm x12cm)

