



GHARIENI PLS PODO BASIC

W standardzie biała tapicerka i szara obudowa stopy, siedzisko o szerokości 49cm oraz pedał nożny. Przy pomocy konfiguratora można dostosować fotel do wymagań klienta.

Dane techniczne

- Wysokość: 46cm lub 49,5cm – 84cm
- Długość: 200cm
- Szerokość bez podłokietników: 49cm
- Szerokość z podłokietnikami: 68cm
- Maksymalna wysokość pracy przy pięcie: 124cm
- Pochylenie w pozycji wypoczynkowej: 25°
- Siła udźwigu: 160kg
- Maksymalne obciążenie siedziska: 160kg

