



GHARIENI SL XP PODO

Tapicerka fotela SL XP Podo jest ergonomicznie dostosowana do ciała (Super Anatomic) i wykonana w jednej części.

W wyposażeniu podstawowym poduszka powietrzna w okolicy lędźwi. Funkcja Memory umożliwia ustawienie 3 najczęściej używanych pozycji przez wciśnięcie jednego przycisku.

Dostępne modele:

- SL XP Podo 1 - Regulacja wysokości elektryczna pozostałe funkcje regulowane przy pomocy siłowników pneumatycznych.
- SL XP Podo 2 - Regulacja wysokości i do wyboru oparcia lub pozycji wypoczynkowej (zalecana do pedicure) - elektryczna pozostałe funkcje regulowane przy pomocy siłowników pneumatycznych.
- SL XP Podo 3 - Regulacja wysokości, oparcia i pozycji wypoczynkowej - elektryczna, podnóżki regulowane przy pomocy siłowników pneumatycznych.

Dane techniczne:

- Wysokość: 59 - 90cm
- Długość: 144 - 204 cm
- Szerokość bez podłokietników: 62 cm
- Szerokość z podłokietnikami: 80 cm
- Udźwig SL XP 1+2/3: 135 / 160 kg
- Maksymalne obciążenie siedziska: 160 kg

