



GHARIENI SPL PODO

Fotel SPL Podo to doskonale rozwinięcie serii SL. Wysokość początkowa siedziska 55 cm umożliwia łatwe wejście na fotel także osobom mniej sprawnym czy niewysokim. Natomiast najwyższe położenie na poziomie 96 cm ułatwia pracę kosmetyczce czy masażyście chroniąc kręgosłup. Część z dzielonymi nogami możemy podnieść do wysokości 140 cm. Prędkość silników została zwiększona o 30%. Pozwala o zaoszczędzić czas regulowania pozycji. Poszerzona funkcja Memory umożliwia zapamiętanie 4 pozycji. Specjalna foliowa powłoka pilota chroni go przed uszkodzeniem spowodowanym wodą, olejem lub kremem. Fotel wyposażony jest w funkcję Spline.

Opcjonalnie można dokupić pedał ułatwiający regulację fotela w czasie np. masażu. Wszystkie elementy elektroniczne oraz silniki odpowiadają wysokim wymaganiom norm medycznych. W fotelu SPL Podo zastosowano specjalny, wielofunkcyjny zagłówek, zapewniający doskonały komfort podczas zabiegu umożliwiając także swobodne obserwowanie samego leczenia przez pacjenta. Fotel dostępny jest w dwóch wersjach: w pełni elektrycznej z pięcioma silnikami oraz trzema silnikami, w której część nożna regulowana jest za pomocą siłowników pneumatycznych.

Opcje:

- Fotel SPL Podo 3 – z trzema silnikami do regulacji wysokości, kąta nachylenia oraz usytuowania części w okolicach pleców.
- Fotel SPL Podo 5 – z pięcioma silnikami

Dane techniczne

- Wysokość*: 55 cm – 96 cm
- Długość: 144 cm – 203 cm
- Maksymalna wysokość do stopy: 140 cm
- Szerokość bez/ z podłokietnikami: 62 / 80 cm
- Udźwig**: 160 kg
- Maksymalne obciążenie siedziska**: 160 kg

* Wysokość obliczona jest przy maksymalnie skróconych nóżkach do brzegu tapicerki

** Podane wartości zawierają margines błędów