



GHARIENI SLR MED - Profesjonalny fotel SLR MED zaprojektowany specjalnie dla branży medycznej w szczególności dla gabinetów medycyny estetycznej i dermatologii. Posiada certyfikat medyczny MDD 94/42/EEC wg klasy I i odpowiada normie unijnej EN 60601-1.

Ten niezwykle bogato wyposażony fotel (wersja standardowa wyposażona m.in. airback, trzy rodzaje podpórek pod kark) może zostać dodatkowo doposażony i tym samym idealnie wpisuje się w wszelkiego rodzaju zabiegi, począwszy od zabiegów przy użyciu laserów, przez zabiegi ultrasonograficzne, transfuzje, chemoterapie, kończąc na otrykiwaniach np. Preparatem Botox itp.

Wbudowana funkcja Memory pozwala na proste ustawienie zapamiętanych pozycji zabiegowych. 4 silniki elektryczne wspomagają regulację wysokości w zakresie od 56 cm do 83 cm, regulację oparcie, podnóżka oraz pozycję wypoczynkową.

Ze względu na wysokie wymagania higieniczne tapicerka tego fotela nie posiada żadnych szwów.

Fotel można w bardzo łatwy i szybki sposób przenieść w inne miejsce dzięki wbudowanej funkcji podnoszenia i opuszczania kółek. Wysuwany podnóżek umożliwia przedłużenie fotela do 205 cm i w związku z tym dostosowanie do każdego pacjenta. Szczególnie ważna jest bardzo niska pozycja wyjściowa fotela, która może nawet osiągnąć 47cm (ustawienie wypoczynkowe).

Tapicerka zagłówek i pleców posiada wbudowany magnes, który pozwala na zamontowanie dodatkowej podpory pod kark na każdej wysokości. Fotel w standardzie wyposażony jest w airbag czyli pompowaną powietrzem poduszkę podpierającą kręgosłup na wysokości miednicy.

W zależności od zastosowania fotela istnieje możliwość wyboru różnych wariantów podłokietników – także tych, które umożliwiają pobieranie krwi lub podłączenie kropówki. Podłokietniki te regulowane są za pomocą





siłowników pneumatycznym w następujących pozycjach: góra/dół, do przodu/ do tyłu, do środka/na zewnątrz.

Wypożyczenie standardowe:

- Airback
- Standardowy kolor tapicerki: biały,
- Obudowy stopy: szary

