



GHARIENI MLK ABS

MLK ABS z regulowanymi podłokietnikami.

Leżanka ta posiada leżysko podzielone na dwie części. Pierwsza o długości 42 cm to zagłówek, druga o długości 152 cm stanowi główną część.

Regulacja zagłówka odbywa się przy pomocy siłownika gazowego w zakresie $\pm 30^\circ$. Regulacja podłokietników odbywa się również przy pomocy siłowników gazowych.

MLK ABS dostępna w wersji z 1 silnikiem.

Na zdjęciu wersja z wyposażeniem dodatkowym.

Dane techniczne

- Wysokość: 61 cm - 91 cm
- Długość: 196 cm
- Szerokość: 70 cm
- Długość zagłówka: 42 cm
- Długość leżyska: 152 cm
- Siła udźwigu: 135 kg
- Dopuszczalne max obciążenie: 160 kg

