



GHARIENI MLK PHYSIO

Stabilna leżanka do masażu z dzielonym na 2 części leżyskiem: zagłówek 67 cm, leżanka 127 cm. Regulacja zagłówka przy pomocy siłownika pneumatycznego do góry pod kątem + 75°.

Leżanka MLL dostępna w wersji z jednym lub dwoma silnikami.

Standardowo leżanka MLL wyposażona jest w pilot

Dane techniczne

- Wysokość: 61 cm - 91 cm
- Długość: 196 cm
- Szerokość: 70 cm
- Długość zagłówka: 67 cm
- Długość leżyska: 127 cm
- Siła udźwigu: 135 kg
- Dopuszczalne max obciążenie: 160 kg

