



GHARIENI RLL

Niezwykle komfortowa leżanka do zabiegów na ciało oraz masaży, wyposażona w elektryczną regulację wysokości, sterowaną za pomocą pilota elektronicznego.

Wydzielona część pod głowę z otworem na twarz (nos) stanowi długość 66 cm, długość leżyska 132 cm. Część pod głowę regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego.

Solidna metalowa konstrukcja.

Wygodne dla klienta tapicerowanie i wypełnienie materaca.

Kolor standardowy: biały.

Wyposażenie opcjonalne:

- Sterowanie pedałem
- Mocowanie na prześcieradło
- Papier 9 szt. 50 * 0,5m
- Podgrzewanie
- Zmiana kolorystyki obicia tapicerki

