

TERAPEUTYCZNE MATERACE SAMOCZYNNIE OGRANICZAJĄCE CIŚNIENIE, SAMOREGULUJĄCE.

Model 600, terapeutyczne materace samoczynnie ograniczające ciśnienie, samoregulujące.

Samoregulujący materac niskociśnieniowy automatycznie zapewnia optymalną wartość ciśnienia i nie wymaga żadnych regulacji w trakcie swojej pracy dokonując stałej termoregulacji pacjenta.

mod. 600- xxx, _ gdzie xxx oznacza wersję materaca: 88, 800, 500, 400, 300, Alfabet,

mod. 650- xxx, _ gdzie xxx oznacza wersję materaca: 888, 850, 550, 450, 350, Alfabet3.

Samoregulujący materac niskociśnieniowy automatycznie zapewnia optymalną wartość ciśnienia i nie wymaga żadnych regulacji w trakcie swojej pracy dokonując stałej termoregulacji pacjenta

(wartość ciśnienia regulowana jest automatycznie przez zawory redukcyjne zainstalowane w materacu).



do leczenia stopnia odleżyn



wartość utrzymywanego ciśnienia



wartość utrzymywanego ciśnienia



wartość utrzymywanego ciśnienia

zdjęcie przedstawia dodatkowy materac spodni



materac prostokomorowy



materac 2- sekcyjny



materac 3- sekcyjny



zawór reanimacyjny



tryb zmienny



tryb statyczny



AIR - system mikrootworów



komory wewnętrzne



szybkozłączka transportowa



komory boczne



pokrowiec zapinany zamkiem



termoplastyczny poliuretan



do współpracy z pompami; Tania, Supra, Lux, Dyna.



tel. 800 10 10 01





ISO
13485
9001

PARAMETRY TECHNICZNE PRZECIWOLEŻYNOWYCH
MATERACY DŁUGOTERMINOWYCH REVITA, w opcji wykonania standard

	600
do terapii odleżyn w skali IV ⁰	≤ III ⁰
utrzymywana samoczynnie wartość ciśnienia (mmHg)	20, 25 lub 30
rodzaj materiału PU	lub PUN
wysokość (cm)	> 10 ≤ 28, zależnie od wersji
długość x szerokość (cm)	> 190 x 85
objętość (litry)	≥ 145
ilość komór poprzecznych	≤ 48, zależnie od wersji
zabezpieczenie antyrotacyjne komór	+, zależnie od wersji
komory wymienne	+ / - zależnie od wersji
komory spodnie	+ / - zależnie od wersji
stabilizacja materaca	+
AIR system	opcja
stabilny zagłówek	opcja
zawór CPR	opcja
średnica przewodów powietrza (mm)	6 lub 10, zależnie od wersji
zawory kierunkowe	opcja
wzmocnione przewody	opcja
funkcja transportowa	opcja
skuteczność medyczna wg. BMI	≤ 30
wytrzymałość mechaniczna (kg)	> 170, zależnie od wersji
pokrowiec materaca membraMED	+
wersja ogniooporna FR	+
wersja bariatryczna	+
tryb pracy ciągły (zmienny lub statyczny)	+

wieloletni czas użytkowania, materac dwukomorowy,
dopuszczalna wartość ciśnienia ≤ 100 mmHg,
wymiary dostosowane do leża łóżka 200 x 90 cm, przewody do połączenia z pompą,
36 miesięcy gwarancji, deklaracja zgodności CE.



tel. 800 10 10 01