

POMPY DO MATERACY ZMIENNOCIŚNIENIOWYCH


ULTRA- NISOKOCIŚNIENIOWE

model AGA

prewencja i leczenie wszystkich odleżyn (zależnie od wyboru materaca), *pompa z mikroprocesorowym systemem sterowania Axtech™ i wymiennym software ReaX™ z możliwością aktualizacji, 36 miesięcy gwarancji.* Deklaracja zgodności CE.



ISO
13485
9001



model AGA, cechy:

dotykowy panel sterujący

funkcja wyboru wartości ciśnienia w materacu w zakresie 10 - 50 mmHg

wydajność 18 l/min.

funkcja wyboru czasu cyklu: 10, 15, 20 minut *

LEDowy wskaźnik zadanej wartości ciśnienia, czasu cyklu i trybu pracy

lampka kontrolna nieprawidłowego ciśnienia / alarm wizualny spadku ciśnienia

funkcja trybu statycznego

funkcja maksymalnego wypełnienia (55 mmHg) z programowaną software funkcją bezpiecznego auto-powrotu do pierwotnych ustawień w zakresie od 10-30 minut

dźwiękowy alarm niewłaściwego ciśnienia

wyłącznik dźwiękowego alarmu niewłaściwego ciśnienia

alarm opuszczenia łóżka przez pacjenta

automatyczna kontrola bezpiecznego poziomu wartości ciśnienia (z funkcją autokorekty)

funkcja blokady panelu sterowania

funkcja trybu serwisowego

wizualny i dźwiękowy alarm braku zasilania

zewnętrzny, kapsułowy, przeciwłuszczowy filtr powietrza (opcjonalnie przeciwbakteryjny) - 1 szt. + 1 zapasowy

gniazdo szybkozłączki do podłączenia przewodów powietrza

podświetlany włącznik

zaczepy do zawieszenia pompy na łóżku

* wartość zależna od masy pacjenta, objętości materaca oraz ilości silników

dla osób z nadwagą (bariatria) pompa dostępna w wersji bariatrycznej (trzysekcyjnej),

współpracuje ze wszystkimi modelami materacy Revita, polecamy konfigurację z materacami:

mod.: 10, 20, 30, 250, 255, Alfabet, 300, 400, 500, 800, 88/15, 88/20, 88/25.

opcje dodatkowe:

przedłużenie gwarancji do 48, 60 m-cy

aktualizacja software'u



tel. 800 10 10 01