



GHARIENI SLR MED DIALYSE - Najnowszy produkt przeznaczony do profesjonalnego wykonywania zabiegów podologicznych. Fotel dostępny jest w wersji z 3 lub 5 silnikami elektrycznymi.

Fotel SLRmed Dialyse reprezentuje nową koncepcję produktów dla branży medycznej w szczególności w dziedzinie dializy. Spełnia najwyższe wymagania i posiada certyfikat medyczny MDD 94/42/EEC wg klasy I i odpowiada normie unijnej EN 60601-1.

Nowa generacja tych foteli oferuje maksymalny komfort zarówno dla pacjenta jak i dla lekarza czy pielęgniarki. Funkcja pamięci gąbki Memory Schaum pozwala na uformowanie tapicerki w sposób odpowiadający indywidualnemu zaporzebowaniu. 5 silników elektrycznych wspomaga regulację wysokości w zakresie od 54 cm do 83 cm, regulację oparcia, podnóżka, pozycji wypoczynkowej oraz drewnianego podopory pod nogi. Funkcja pamięci położenia leżanki pozwala na zaprogramowanie nawet do 8 pozycji. Fotel można w bardzo łatwy i szybki sposób przy pomocy silników elektrycznych oraz mechanicznie przestawić do pozycji "szok".

Konstrukcja fotela jest bardzo stabilna i wykonana jest ze stali pokrytej warstwą lakieru w kolorze tytanowym (inne kolory za dopłatą) z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Dzięki dźwigni w podstawie można w łatwy sposób wysunąć kółka i przemieścić fotel w dowolne miejsce. Ze względów higienicznych tapicerka wykonana jest z jednego elementu i nie posiada żadnych szwów. Pozwala to na łatwą dezynfekcję i mycie fotela.

Szczególnie ważna jest funkcja przestawiania fotela w pozycję wypoczynkową w dolnej pozycji, ponieważ pozwala to na maksymalne obniżenie nawet do 47cm. Stanowi to duże ułatwienie wchodzenia na fotel osobom mniej sprawnym. Funkcja przestawiania drewnianej podopory pod nogi pozwala na dopasowanie długości do każdego pacjenta. Tapicerka zagłówka i pleców posiada wbudowany magnes, który pozwala na zamontowanie dodatkowej podopory pod kark na każdej wysokości. Fotel w standardzie wyposażony jest w airbag czyli pompowaną powietrzem poduszkę podpierającą kręgosłup na wysokości miednicy. W zależności od zastosowania fotela istnieje możliwość wyboru różnych wariantów podłokietników.





Dodatkowe wyposażenie:

- podłokietniki szerokie 54 x 12 cm wykonane z Polyuretanu Nr 44002
- podłokietniki do pobierania krwi regulowane w wielu płaszczyznach wykonane z Polyuretanu Nr 44005
- Pozostałe elementy wyposażenia na zapytanie

Dane techniczne:

- Wysokość 54cm – 83 cm (w pozycji wypoczynkowej 47cm);
- Długość: 186cm – 295cm,
- Szerokość bez podłokietników: 61cm,
- Siła udźwigu: 160kg
- Nośność: ok. 180 kg.

