



COOLIPO TWIN – kriolipoliza + elektrostymulacja

ZALETY

Możliwości Coolipo Twin:


- Wystawienie na działanie chłodzenia poprzez ekstrakcję energii powoduje naturalną apoptozę komórek tłuszczowych, kontrolowane obumieranie komórek, które prowadzi do uwalniania cytokinezy oraz innych zapalnych czynników, które stopniowo eliminują komórki poddawane kuracji. Komórki zapalne stopniowo trawią zaatakowane komórki tłuszczowe w miesiąc po zabiegu, redukując gęstość tkanki tłuszczowej. Tłuszcz uwolniony z komórek tłuszczowych uwalniany są powoli i transportowany przez układ limfatyczny, następnie przetwarzany i eliminowany, zupełnie jak tłuszcz pochodzący ze spożywanych tłustych potraw.
- Nieinwazyjny zabieg - nie ma potrzeby użycia igieł, wykonywania nacięć, anestezji, używania leków przeciwbólowych. Nie wymaga czasu rekonwalescencji.
- Podczas zabiegu Coolipo Twin pacjenci czują się komfortowo, mogą czytać, korzystać z laptopa, słuchać muzyki lub po prostu się relaksować.
- Większość pacjentów tego samego dnia po zabiegu, powraca do swoich zwykłych czynności.
- Doskonałe efekty już po jednym zabiegu!

DZIAŁANIE

Jak działa nieinwazyjna kriolipoliza?

- Krok 1 - Precyzyjnie kontrolowane chłodzenie kierowane jest poprzez skórę do tkanki tłuszczowej
- Krok 2 - Chłodzenie utrzymywane jest przez czas odpowiedni dla zniszczenia komórek tłuszczowych
- Krok 3 - Komórki tłuszczowe rozpoczynają naturalny proces obumierania, trwający kilka miesięcy
- Krok 4 - Obumarłe komórki tłuszczowe skutkuje stopniową redukcją tkanki tłuszczowej





DANE TECHNICZNE

Specyfikacja techniczna:

- Rodzaj technologii: kriolipoliza
- Zasilanie: 110/220 V, 60 Hz
- Max zużycie energii: 350 W
- Wymiary: 47 cm x 46 cm x 110 cm
- Waga: 35 kg
- Temp. wyjściowa: -100 oC / - 400 oC
- Częstotliwość wyjściowa: 250 Hz do 4000 Hz
- Głowice: 1 głowica czynna, 4 głowice bierne
- Czas zabiegu: max 60 min. Waga: 25 kg
- Tryb pracy: Tri-polarna RF & Hexa-polarna
- Czas zabiegu max 60 min.