



LIPOCOOL - technologia Cryo Fat Reduction

Cryo Fat Reduction - To nowa procedura, która w nieinwazyjny sposób skutecznie redukuje objętość tkanki tłuszczowej w wybranych obszarach ciała. W urządzeniu Lipocool zastosowano działanie zimna i podciśnienia co zwiększa efektywność zabiegów. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w dwie głowice zabiegowe mogące pracować jednocześnie, co ułatwia wykonanie zabiegu na większym obszarze bądź dwóch obszarach jednocześnie. Ponadto możliwość pracy z urządzeniem do -10°C sprawia, że zabiegi mogą być wykonywane zarówno u osób z mniejszą jak i większą otyłością. Nie ma potrzeby stosowania znieczulenia lub leków przeciwbólowych.

ZALETY

Zalety stosowania LIPOCOOL:

- urządzenie na bazie nieinwazyjnej kriolipolizy w zabiegach modelowania sylwetki
- jednoczesna praca na 2 głowicach zabiegowych
- połączenie technologii cryo z wysokoenergetycznym LED
- zabieg nie wymagający znieczulenia
- selektywna redukcja tkanki tłuszczowej bez wpływu na poboczne tkanki

STREFY ZABIEGOWE

Strefy zabiegowe:

- Brzuch
- Talia
- Pośladki
- Uda
- Ramiona
- Boczki
- Brzuch
- Łydki
- Plecy





Działanie:

- **Czas zabiegu:** Około 1 godziny.
- **Częstotliwość zabiegów:** Zaleca się wykonywać zabiegi nie częściej niż co 4-6 tygodni i maksymalnie 3 sesje na jeden obszar ciała.
- **Wskazania:** Redukcja tkanki tłuszczowej w problematycznych obszarach, które odporne są na dietę i aktywność fizyczną.
- **Odczucia:** Klient podczas zabiegu może odczuwać chłód i zassanie skóry. Może pojawić się zaczerwienienie w miejscu przyłożenia głowicy wywołane niską temperaturą i podciśnieniem oraz siniaki, zwłaszcza u osób z tendencją do pęknięcia naczynek. Natomiast u osób z luźną tkanką i kobiet po porodzie mogą wystąpić miejscowe, powierzchniowe przymrożenia naskórka. Jest to odmrożenie 1-go stopnia, które ustępuje bez śladu po ok 7 dniach.

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: 110/220 V 60 Hz
- Moc: 600W
- Temperatura wyjściowa: -10°C
- Moc vacuum: 100 kPa
- Czas zabiegu: 60 min
- Wymiary 55 x 51 x 118 cm
- Waga: 35 kg