



LUVITRA - kawitacja ultradźwiękowa

Luvitra to zaawansowana terapia wyszczuplająca, przenikająca przez naskórek i skórę właściwą aż do podskórnych komórek tłuszczowych, dla osiągnięcia efektów jakich oczekują pacjenci, wykorzystująca ultradźwięki niskiej częstotliwości 40- 50kHz.

Kawitacja ultradźwiękowa to realna alternatywa dla skalpela i odsysania tłuszczu. Stanowi jedną z najbardziej zaawansowanych metod do wykonywania bezinwazyjnej liposukcji.

ZALETY

Korzyści kliniczne:

- nieinwazyjna likwidacja tkanki tłuszczowej
- napięcie skóry oraz poprawa sylwetki
- skurczenie i napięcie porów,
- odnowienie struktury skóry

Korzyści praktyczne:

- łatwa obsługa
- wysoki poziom satysfakcji klienta
- rentowne zabiegi, przystępne cenowo
- nie wymaga materiałów eksploatacyjnych
- bezpieczny i efektywny zabieg

Metoda ta jest polecana szczególnie osobom, które mają trudności w pozbyciu się nadmiaru tkanki tłuszczowej z kłopotliwych miejsc. Zabiegi rekomendowane są głównie osobom, które chciałyby pozbyć się odtłuszczeń w okolicach kolan, boczków, ud i tzw. „bryczesów”, pośladków, ramion czy brzucha. Wszędzie tam, gdzie tradycyjne metody są nieefektywne lub bardzo wolno przynoszą zadowalające rezultaty. Jest to również niezrównana metoda walki ze zniechęcającym przez wszystkie kobiety cellulitem. Zabieg neutralizuje bezpośrednią przyczynę powstania „pomarańczowej skórki”. Przynosi ulgę w każdym stadium cellulitu.

Znaczny wzrost temperatury w tkance, wywołany falami radiowymi,





wynika głównie z konfiguracji elektrod. Wraz z kontrolą głębokości depozycji energii RF w płytsze i głębsze partie skóry, technologia RF posiada właściwości stymulujące produkcję i remodeling kolagenu, w konsekwencji czego otrzymujemy jędrną i bardziej elastyczną skórę.

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja techniczna:

- Rodzaj technologii: Ultradźwięki niskiej częstotliwości
- Zasilanie: 100/230 V, 50/60 Hz
- Wymiary: 48 cm x 47 cm x 95 cm
- Waga: 20 kg
- Częstotliwość wyjściowa: 40 kHz
- Średnica głowicy: 5 cm
- Moc wyjściowa: 45 W
- Czas zabiegu: max 60 min
- Zabezpieczenia: Zero Start, pedał nożny

