



GHARIENI MLS

Ta leżanka dzięki wyjątkowo dużej regulacji wysokości dzięki której minimalna wysokość wejścia na leżankę wynosi tylko 56 cm umożliwia wykorzystywanie jej w przypadku klientów mało sprawnych. Tapicerka wykonana jest w 1 części. Regulacja zagłówka przy pomocy siłownika pneumatycznego do góry pod kątem + 75°. Leżankę można z powodzeniem wykorzystywać w pomieszczeniach i do zabiegów medycznych.

Pilot posiada w standardzie funkcję automatycznej blokady regulacji wysokości.

Leżanka MLL dostępna w wersji z dwoma silnikami. Standardowo leżanka MLL wyposażona jest w pilot

Dane techniczne

- Wysokość: 56 cm - 106 cm
- Długość: 200 cm
- Szerokość: 70 cm
- Długość zagłówka: 55 cm
- Długość leżyska: 145 cm
- Siła udźwigu: 135 kg
- Dopuszczalne max obciążenie: 160 kg

