



GHARIENI MLW F1 SELECT - Leżanka MLW F1 Select jest konsekwentnym rozwinięciem odnoszącej sukcesy serii MLW.

Wyróżnia się ona nie tylko wyglądem, ale też licznymi szczegółami technicznymi.

Wygląd: dzięki modyfikacjom kształtu podstawowych osłon ponownie zwiększono swobodę ruchu osoby poddawanej zabiegom. Boczne wgłębienia nie tylko dowartościowują F1 Select z punktu widzenia formy i strony technicznej, ale przynoszą ponadto także praktyczne korzyści. Charakterystyczne są nowowprowadzone kształtki aluminiowej obudowy, które zwiększają m.in. swobodę nóg.

Select - samodzielne kształtowanie własnej leżanki wellness.

Każda leżanka MLW F1 Select konfigurowana jest kolorystycznie - niczym samochód osobowy - według indywidualnych potrzeb klienta. Tym samym wszystkie oznaczone części metalowe, jak również te z drewna podlegają możliwości indywidualnego doboru kombinacji kolorystycznej spośród czterech kolorów (biały, tytanowy, ciemnobrunatny, brązowy). Nawet w przypadku bocznych wstawek wybrać można kolor biały lub antracytowy. Podobnie jest z materacem, którego kolor może być biały, kremowy lub czekoladowy!

Standardowo F1 Select dysponuje czterema silnikami, które mogą być obsługiwane oddzielnie lub łącznie poprzez różne alternatywne elementy obsługi.

Select (w cenie uwzględniono już jeden panel obsługi według indywidualnego wyboru):

- Obsługa za pomocą przewodowego sterownika umożliwiającego dodatkowe zapamiętywanie i wywoływanie z pamięci dziesięciu ustawień. Dodatkowo jeden przycisk zarezerwowany został już jako pozycja siadania i wstawania. Po raz pierwszy wprowadzona została funkcja blokady, która uniemożliwia przypadkowe uruchomienie silników!
- Alternatywna obsługa za pomocą pilota na podczerwień, za pomocą





którego można zapamiętać i wywołać z pamięci urządzenia trzy ustawienia, co sprawia, że dzięki brakowi przewodu obsługa leżanki staje się bardziej elastyczna i bezpieczna.

- Nowowprowadzone, alternatywne sterowanie za pomocą pedału nożnego pozwala po raz pierwszy na sterowanie wszystkimi czterema elementami napędu. Dodatkowo pozwala na zapamiętywanie i wywoływanie z pamięci urządzenia dwóch ustawień.

Dane techniczne:

- Wysokość: 58 cm - 91 cm
- Długość: 203 cm
- Szerokość: (S) 76 cm, (M) 85 cm, (L) 92 cm
- Udźwig: 160 kg
- Dopuszczalne obciążenie siedziska: 160 kg

