



GHARIENI MLW SPACE

Najnowsza leżanka z linii MLW Gharieni.

MLW SPACE doskonała leżanka zabiegowa, wyróżniająca się ponadczasową linią i wzornictwem. Efektowne wykończenie, wyrazista kolorystyka powodują, że to zdecydowanie więcej niż tylko leżanka zabiegowa.

System podnoszenia i opuszczania, pochylania oparcia i części pod stopy został rozwiązany za pomocą dwóch niezależnych podnośników. Pozostałe funkcje tj. opuszczanie podłokietników, zagłówek, pochylenie +/- 300 stopni oraz pozycja Trendelenburga (pozycja medyczna, w której pacjent leży na plecach a głowa, górna część klatki piersiowej i tułów znajdują się poniżej poziomu kończyn dolnych) sterowane jest elektrycznie za pomocą pilota z 8 pozycjami w pamięci.

Wymiary techniczne:

- Długość leżanki 203 cm;
- Szerokość leżyska 85 cm .
- Regulowana elektrycznie wysokość z pilota - 71 - 101 cm;
- Obciążenie leżanki do 200 kg

Opcje:

- Technologia Triple Airback - elektropneumatyczna strefa dla komfortu pacjenta na odcinku lędźwiowym
- Inteligentny system ogrzewania
- Vibro-wellness - delikatny, regulowany system wibracyjny
- Kolorowa tapicerka
- Głośniki
- Specjalna kolorystyka elementów metalowych
- Bezprzewodowy pilot na podczerwień
- Sterowanie nożne

