



GHARIENI MLX LIMBER

Nowoczesna leżanka Gharieni MLX LIMBER to kolejny krok w stronę nadania podstawowemu wyposażeniu gabinetów funkcji reprezentacyjnej. Stylistyka podstawy, świetnie poprowadzona linia urządzenia wyróżnia ten model na tle dostępnych na rynku leżanek zabiegowych. Leżanka Gharieni MLX LIMBER wyposażona została w cztery silniki elektryczne i 3 siłowniki pneumatyczne.

System sterowania pozwala na pełną regulację w zakresie podnoszenia i opuszczania, ustawienia pochylenia leżanki (przód/tył), odpowiedniego ustawienia podłokietników i zagłówka oraz pozycję Trendelenburga (pozycja medyczna, w której pacjent leży na plecach a głowa, górna część klatki piersiowej i tułów znajdują się poniżej poziomu kończyn dolnych), a wszystko to za pomocą ergonomicznego pilota.

MLX SPACE leżanka dostępna w trzech wariantach Classic, Pro i Flex.

Wymiary techniczne:

- Długość leżanki 203 cm;
- Szerokość leżyska 85 cm .
- Regulowana elektrycznie wysokość z pilota - 63 - 100 cm;
- Obciążenie leżanki do 350 kg

Opcje:

- Inteligentny system ogrzewania
- Kolorowa tapicerka
- Specjalna kolorystyka elementów metalowych
- Sterowanie nożne

