

## DETERGENT ISACLEAN™ ORAZ ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY ISASPOR® DZIAŁAJĄCY NA ZASADZIE POJEDYNCZEGO STRZAŁU – WŁAŚCIWA FORMUŁA DLA NAJLEPSZEJ WYDAJNOŚCI I WYNIKU

W ramach kompleksowego rozwiązania dla reprocessowania endoskopów, Cantel Medical oferuje różne rozwiązania, które zostały opracowane specjalnie do użytku z myjnią dezynfektorem endoskopów MEDIVATORS® ISA™ w celu spełnienia wszystkich potrzeb użytkowników.

Zimny chemiczny środek sterylizujący/środek dezynfekcyjny wysokiego poziomu oraz detergent ISACLEAN zostały opracowane by zagwarantować bezpieczny i niezawodny przebieg procesu wraz z wysoką kompatybilnością z wszystkimi markami endoskopów.

---

## MEDIVATORS® ISACLEAN™

Detergent i środek czyszczący



### FORMUŁA MULTIENZYMATYCZNA

- Aktywna i przetestowana na błonie biologicznej mikroorganizmów
- 4 enzymy działające przeciw białkom, lipidom/tłuszczom, węglowodanom, składnikom komórkowym
- Unikalna formuła dzięki obecności Aktywatora ISAZONE® (opatentowany nowy środek mikrobiologiczny)
- Zgodna ze wszystkimi markami endoskopów dzięki neutralnemu pH
- Opracowana specjalnie do mycia ręcznego lub użytku w myjni-dezynfektorze endoskopów MEDIVATOR ISA

## MEDIVATORS® ISACLEAN™

Środek dezynfekcyjny i sterylizujący wysokiego poziomu



- Synergiczne działanie aktywatora ISAZONE® i kwasu nadoctowego (PAA)
- Cykl sterylizacji według UNI EN ISO 14937 w temperaturze pokojowej
- Niski wyjściowy PAA i pH 6 gwarantują wysoką kompatybilność z urządzeniami medycznymi
- Czas kontaktu środka dezynfekcyjnego: 3 minuty
- Środek chemiczny jedнокrotnego wykorzystania; wolny od aldehydów
- Przetestowany klinicznie, mikrobiologicznie i toksykologicznie
- Zaprojektowany specjalnie do użytku z myjnią-dezynfektorem endoskopów MEDIVATORS® ISA™

### Informacje dotyczące realizacji zamówień

Opis	Numer części
Detergent ISACLEAN (2 x 5 L)	500189
Środek dezynfekcyjny ISASPOR działający na zasadzie pojedynczego strzału (roztwór A+ B 10 L)	500187
Środek dezynfekcyjny ISASPOR działający na zasadzie pojedynczego strzału (roztwór A+ B 5 L)	500188

ISA™ jest znakiem towarowym Cantel Medical (Italy) S.r.l.

ISASPOR® jest znakiem towarowym Cantel Medical (Italy) S.r.l.

ISACLEAN™ jest znakiem towarowym Cantel Medical (Italy) S.r.l.

ISAZONE® jest znakiem towarowym Cantel Medical (Italy) S.r.l.