

MÉDI REPOS

KRZESŁA DREWNIANE

regulacja do 40°



WYGODA

- ▶ Możliwość odchylenia oparcia pleców o 40° dzięki cylindrom pneumatycznym.
- ▶ Dwustronna dźwignia odchylenia oparcia pleców.
- ▶ Niewielkie kółka na tylnych podstawach dla przemieszczania (obrotowe)

ESTETYKA WYKONANIA

- ▶ Wykonanie z litego drewna bukowego, barwionego i lakierowanego w celu ochrony drewna i ułatwienia utrzymania. Wybór kolorów zgodnie z naszą paletą kolorów (por. Karta katalogowa)
- ▶ Powłoka PVC zgodnie z naszą paletą kolorów (por. arkusz palety kolorów).

MÉDI DÉTENTE

KRZESŁA METALOWE

PRAKTYCZNY

- ▶ Możliwość odchylenia oparcia pleców o 40° dzięki cylindrom pneumatycznym.
- ▶ Oparcie pleców 2/3 1/3. Dźwignia.
- ▶ Dwustronna dźwignia pochylania.
- ▶ Składany podłokietnik, regulacja w 4 położeniach
- ▶ Unieruchamiana antypoślizgowa poduszka na siedzisku. Zdejmowalna tapicerka wraz ze zdejmowalnymi pokrowcami.



PODNOŻEK

BEZPIECZEŃSTWO

- ▶ Kółka o średnicy 4x100 mm z hamulcami na 2 kółkach
- ▶ Termoformowana regulowana podpórka na stopy, przeciwwyrotna.

AKCESORIA

- ▶ Stojak na kroplówkę, półka.
- ▶ Powłoka żywiczna, kolor szary RAL 7035 (unikalny).



MÉDI OCÉAN

- ▶ Możliwość odchylenia uchwytów o 40° dzięki cylindrom pneumatycznym.
- ▶ Składane podłokietniki.
- ▶ Rurka.
- ▶ Dwustronna dźwignia pochylania.
- ▶ Siedzisko o regulowanej wysokości.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAZWA PRODUKTU	SIEDZISKO				OPARCIE PLECÓW	PODŁOKIETNIKI		SZEROKOŚĆ		
	Ogólnie (szerokość pomiędzy podłokietnikami)	Głębokość	Wysokość siedziska od podłogi	Grubość Poduszki	Wysokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Głębokość	
FOTEL DREWNIANY										
MÉDI REPOS	52	48	46	10	73	66/59	69	117	74	
PODNOŻEK	43	47	45	10	-	-	48	45	51	
FOTEL METALOWY										
MÉDI OCÉAN	55	48	46.5 / 50.5 / 54.5	10	73	66	72	117	79	
MÉDI DÉTENTE	49	45	50	10	73	50 / 69	67	120	79	
PODNOŻEK	43	47	45	10	-	-	50	45	48	

Wymiary (cm) *DOPUSZCZALNA WAGA PACJENTA: 135 KG

Gwarancja: 2 lata

Fotografie nie mają wartości handlowej