

# seca 403 i seca 402

Stoliki do mobilnego użytku  
wag niemowlęcych seca

nowość



seca 402

seca 403

- Wykonane na miarę wgłębienia w powierzchni blatu, aby utrzymać wagi niemowlęce seca stabilnie w miejscu.\*
- Idealna wysokość do pracy: 80 cm.
- Opcjonalnie dostępny uchwyt na rolkę papieru pomaga utrzymać miejsce pracy w czystości (seca 402).

## seca 403 i seca 402:

Idealny dodatek do wag niemowlęcych seca.

**S**toliki transportowe seca 403 i seca 402 są idealnym uzupełnieniem do wag niemowlęcych seca.\* Zostały specjalnie stworzone do bezpiecznego i higienicznego rutynowego użytku w szpitalach i gabinetach lekarskich. Dopasowane wgłębienia w powierzchni przystosowują się do postawy wagi i zapewniają, że nie wyslizgnie się ona z miejsca. Dwa praktyczne hamulce utrzymują wózek w stabilnej pozycji, aby dzieci mogły być bezpiecznie ważone. Stolik można pchać lub ciągnąć, używając ręczki, aby szybko przemieszczać wagę niemowlęcą tam, gdzie jest ona potrzebna.



**Aby praca była prosta, ergonomiczna i higieniczna.**

Mobilne i bezpieczne użycie wag niemowlęcych jest niezmiernie ważne dla pediatrów. Dlatego też wagi niemowlęce seca mogą być od teraz, pewnie umieszczane na specjalnie stworzonych stolikach. Ergonomiczny design stolików, z miejscem do pracy na wysokości 80 cm, zapewnia bezpieczny przebieg pracy. Dzięki gładkiej i łatwej do czyszczenia powierzchni, prościej spełnić higieniczne wymagania.

**seca 403 oferuje praktyczne miejsce do przechowywania.**

Rozszerzona wersja stolika seca ma praktyczne miejsce do przechowywania pod ręką dokumentów i innych potrzebnych przedmiotów. Dodatkowego miejsca dostarcza półka i zintegrowana szuflada.

**Bezpieczne ważenie i mierzenie w dowolnym miejscu – z seca 402.**

Podstawowy model stolika seca również oferuje wszystkie korzyści bezpiecznej, mobilnej i higienicznej pracy z wagami niemowlęcymi seca. Praktyczny i prosty w użyciu uchwyt na rolkę papieru jest dostępny opcjonalnie.

*Opcjonalny uchwyt na rolkę papieru w seca 402 sprawia, że praca jest jeszcze prostsza i bardziej higieniczna.*



*Dzięki dopasowanym wgłębieniom waga niemowlęca seca stabilnie trzyma się stolika.*



*Cztery zderzaki na kółkach chronią wózek i wagę przed zderzeniem ze ścianą i drzwiami.*

## seca 403 i seca 402

### Dane techniczne

**seca 403:**

- Wymiary (wys. x szer. gł.): 715 x 800 x 435 mm
- Waga: 27,5 kg
- Maks. obciążenie: 100 kg
- 4 zderzaki
- 2 hamulce
- Zintegrowana półka i szuflada

**seca 402:**

- Wymiary (wys. x szer. gł.): 715 x 800 x 435 mm /
- Waga: 11,5 kg
- Maks. obciążenie: 100 kg
- 4 zderzaki
- 2 hamulce
- Opcjonalnie: uchwyt na rolkę papieru

\* Oba mobilne stoliki oferują indywidualną powierzchnię dla następujących wag niemowlęcych seca: seca 757, seca 376, seca 335, seca 834, seca 745.