

Produkt	Waga niemowlęca seca 376 Elektroniczna waga dla niemowląt przeznaczona do zastosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III.	
Opis 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bezprzewodowa radiowa funkcja przekazywania wyników wagi i wzrostu do systemu bazy danych szpitala z bezpłatnym oprogramowaniem. ▪ Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą. ▪ Nośność 20 kg ▪ Łatwe określenie ilości wypitego mleka przy karmieniu dzięki funkcji BMIF ▪ Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi. ▪ Wysoki poziom bezpieczeństwa - szalka w kształcie muszli zabezpiecza dziecko przed wypadnięciem ▪ 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi. ▪ Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z tworzywa sztucznego ABS ▪ Wyświetlanie wagi ruchliwego dziecka z funkcją HOLD - pozwala najpierw zająć się dzieckiem, a później zanotować wynik ważenia. ▪ Pomiar masy ciała netto dzięki funkcji TARA, niezależnie od pieluch albo miękkiej podkładki 	
Dane techniczne	Obciążenie maksymalne	7,5 kg (zakres 1), 20 kg (zakres 2)
	Wbudowany Infantrometr - opcja	35-80 cm / podziałka 1mm
	Zakres TARA	7,5 kg (zakres 1), 20 kg (zakres 2)
	Dokładność odczytu	5 g < 7,5 kg > 10 g
	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	620 x 190 x 358 mm
	Głębokość szalki	120 mm
	Wysokość cyfr	21 mm
	Wysokość odczytu	180 mm
	Masa własna	3,7 kg
	Zasilanie	6 baterii typ R6 , zasilacz (opcjonalnie)
	Funkcje	TARA, BMIF, HOLD, przełączanie zakresów, automatyczne wyłączenie, regulowana funkcja amortyzacji
Gwarancja	24 miesiące	
Akcesoria	seca 466	Bezprzewodowa drukarka, wydruk na etykietach lub papierze termicznym; Nr Art.: 466 0000 009
	seca 465	Bezprzewodowa drukarka, wydruk na papierze termicznym; Nr Art.: 465 0000 009
	seca 233	Wzrostomiarka, zakres pomiaru: 35 bis 80 cm, podziałka: 1 mm; Nr Art. : 233 1714 009
	seca 418	Ogranicznik głowy i stóp; Nr Art.: 418 0000 009
	seca 447	Zasilacz, 230 V / 50 Hz – 12 V / 130 mA, Nr Art. : 447 0000 009