

seca 878 dr

Jej nazwa mówi sama
za siebie: seca waga
lekarska (III)

nowość



- Przyjazna dla użytkownika, ponieważ została specjalnie zaprojektowana do użytku w gabinetach lekarskich.
- Imponująca długa żywotność. Solidna jakość produkcji o nowatorskiej konstrukcji.
- Podwójny wyświetlacz do jednoczesnych odczytów z różnych pozycji.
- Wymienna etykieta z możliwością indywidualnej personalizacji.

Jak może wyglądać Twoja etykieta?
Wypróbuj już teraz:
www.seca.com/doctorscale

seca 878 dr:**Solidna waga o atrakcyjnym wyglądzie.**

Seca 878 dr jest idealnym produktem dla wymagających potrzeb Twojego gabinetu. Podwójny wyświetlacz LCD umożliwi pacjentowi i personelowi jednocześnie odczytywanie wyników pomiarów z dwóch różnych perspektyw, a dzięki przyciskowi 2-w-1 ułatwia obsługę wagi. Jest ona lekka, niezwykle wytrzymała, zapewnia precyzyjne pomiary przez to może być używana w wielu gabinetach lekarskich. Jest to prawdziwa jakość produktu seca.

**Precyzyjne wyniki.**

Nowoczesne urządzenie medyczne seca 878 dr nie może być porównywana z konwencjonalną wagą osobową. Specjalnie opracowana waga lekarska spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania w procesie produkcyjnym, jest przyjazna w obsłudze dla użytkownika i niezawodnie dostarcza precyzyjne dane. Dodatkowy atut to przekonujący stosunek jakości do ceny.

Przydatne funkcje.


Monitorowanie i odczyt zmierzonych wartości z dwóch różnych pozycji oferuje podwójny wyświetlacz LCD. Funkcjonalność produktu gwarantuje również możliwość obsługi wagi stopą, poprzez dwa przyciski umieszczone w przedniej części wyświetlacza. Bezstresowe ważenie niemowląt za pomocą funkcji matka / dziecko. Połączenie tych funkcji z kompaktowym i nowoczesnym designem sprawiają, że seca 878 dr jest idealną wagą dla każdego lekarza.

Indywidualne oznakowanie.*

Dobre imię wypracować można sobie poprzez wysoką jakość i funkcjonalność. Dlatego właśnie seca 878 dr została opatrzona etykietą „waga lekarska”. Podkreśla ona wartość produktu i jednocześnie odzwierciedla profesjonalizm użytkownika. Etykieta daje poczucie pewności precyzyjnych pomiarów i służy przekazywaniu indywidualnych informacji.



Plaska konstrukcja i antypoślizgowy bieżnik umożliwiają stabilne i wygodne wejście na wagę.



Wymienna etykieta z
możliwością
indywidualnej
personalizacji.



Dwa przyciski na przedniej stronie wagi mogą być łatwo obsługiwane stopami.

Dostęp na naszą
stronę internetową
jest możliwy
również za
pomocą kodu:

**seca 878 dr****Dane techniczne**

- Nośność: 200 kg
- Podziałka (g): 100 g < 150 kg > 200 g
- Wymiar (szer. x wys. x dł.): 321 x 61 x 361 mm
- Wymiar platformy (szer. x wys. x dł.): 288 x 60 x 280 mm
- Waga netto: 4.1 kg
- Zasilanie: Baterie, Zasilacz (opcjonalnie)
- Funkcje: automatyczne wyłączanie, do mobilnego mierzenia, HOLD, funkcja matka/dziecko
- Legalizacja:
- Opcjonalnie: Etykieta seca 478 z możliwością indywidualnej personalizacji