

<b>Produkt</b>	<b>Waga kolumnowa seca 704 z wzrostomierzem.</b> Elektroniczna waga osobowa z bezprzewodową transmisją danych przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III.	
Opis 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Duże dopuszczalne obciążenie wynoszące 300 kg i obszerna platforma umożliwiają łatwe ważenie osób z poważną nadwagą.</b></li> <li>▪ <b>Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą</b></li> <li>▪ <b>Łatwe i proste przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym.</b></li> <li>▪ <b>Żeliwna podstawa.</b></li> <li>▪ <b>Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki.</b></li> <li>▪ <b>Bezprzewodowa radiowa funkcja przekazywania wyników wagi i wzrostu do systemu bazy danych szpitala z bezpłatnym oprogramowaniem.</b></li> <li>▪ <b>Po odciążeniu wagi, dzięki funkcji HOLD można najpierw zająć się pacjentem, a następnie zanotować wynik ważenia</b></li> <li>▪ <b>Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą.</b></li> <li>▪ <b>4 regulowane podgumowane punkty podparcia.</b></li> <li>▪ <b>Szybka ocena stanu odżywienia dzięki funkcji BMI.</b></li> </ul>	
Dane techniczne	<b>Obciążenie maksymalne</b>	150 kg (zakres 1), 300 kg (zakres 2)
	<b>Działka elementarna</b>	50 g (zakres 1), 100 g (zakres 2)
	<b>Zakres TARA</b>	300 kg
	<b>Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.)</b>	360 x 930 x 520 mm
	<b>Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.)</b>	335 x 80 x 345 mm
	<b>Wysokość cyfr</b>	25 mm
	<b>Wysokość odczytu</b>	930 mm
	<b>Temperatura pracy</b>	+10C - + 40C
	<b>Masa własna</b>	14,9 kg
	<b>Zasilanie elektryczne</b>	6 baterii typu R6, zasilacz (opcja), Czas pracy na akumulatorach 40h
	<b>Znak zgodności</b>	CE 0109, 0123
	<b>Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG</b>	klasa I
	<b>Instrukcja obsługi w jęz. polskim</b>	tak
	<b>Funkcje</b>	TARA, Pre-TARA, matka/dziecko, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie, regulowana funkcja amortyzacji, SEND/PRINT
<b>Gwarancja</b>	24 miesiące	

Akcesoria	seca 101	Oprogramowanie seca emr flash 101
	seca 264	Stadiometr z bezprzewodową transmisją danych, zakres pomiaru 30 do 220 cm, działka elementarna: 1 mm Nr Art.: 264 1900099
	seca 466	Drukarka bezprzewodowa, wydruk możliwy na papierze termicznym lub na etykietach, Nr Art.: 460 0000 009
	seca 465	Drukarka bezprzewodowa, wydruk możliwy na papierze termicznym, Nr Art.: 466 0000 009
	seca 447	Zasilacz z wtyczką 230 V / 50 Hz – 12 V / 130 mA, Nr art.: 4470000009