



Niewielki ciężar własny – zaledwie 4,2 kg – umożliwia mobilne użytkowanie.



Funkcja włączenia przez nastąpienie do prostego rozpoczęcia ważenia.



Duży wyświetlacz do łatwego odczytu.

Duże samopoziomujące nóżki w dolnej części podstawy umożliwiają pewne ustawienie.

seca 875

Plaska waga do mobilnego użytku

Wagi do mobilnego użytku muszą być lekkie. Kompaktowa seca 875 potwierdza to – sama waży tylko 4,2 kg, a mimo to jest niezwykle stabilna i nadaje się do ważenia osób do 200 kg. Do tego stoi ona mocno na czterech samopoziomujących nóżkach, co gwarantuje równowagę.

- Nośność: 200 kg
- Podziałka: 200 g
- Funkcje: włączenie przez nastąpienie, automatyczne wyłączenie
- Opcjonalnie: stadiometr seca 217, element łączący seca 487, torba transportowa seca 414 (na komplet ze stadiometrem i elementem łączącym) i seca 415