

<b>Produkt</b>	<b>Waga płaska seca 899</b> Elektroniczna waga płaska do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III.	
<b>Opis 2016</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą.</li> <li>▪ Prosty odczyt wyników pomiaru dzięki wyświetlaczowi z ustawianym kątem nachylenia do ustawienia na biurku lub montażu ściennego.</li> <li>▪ 2 m kabel łączący wagę i wyświetlacz.</li> <li>▪ Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą.</li> <li>▪ 4 regulowane punkty podparcia.</li> <li>▪ Szybka ocena stanu odżywienia dzięki funkcji BMI</li> <li>▪ Bezpieczne wchodzenie na wagę dzięki antypoślizgowej gumowej powierzchni</li> </ul>	
<b>Dane techniczne</b>	<b>Obciążenie maksymalne</b>	<b>200 kg</b>
	<b>Działka elementarna</b>	<b>100 g &lt; 150 kg &gt; 100 g</b>
	<b>Zakres TARA</b>	<b>150 kg</b>
	Wymiary, wagi (szer. x wys. x głęb.)	321 x 60 x 356 mm
	Długość przewodu	200 cm
	Wysokość cyfr	20 mm
	Wysokość odczytu	zmienny
	<b>Waga własna</b>	<b>ok. 3,9 kg</b>
	Zasilanie	6 baterie typu Mignon, zasilacz opcjonalnie
	Pobór prądu	ok. 30 mA
	Znak zgodności	CE 0109, 0123
	Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG	Klasa I
	Instrukcja obsługi	tak
	Funkcje	TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie
<b>Gwarancja</b>	24 miesiące	
<b>Akcesoria</b>	seca 447	Zasilacz: 230 V / 50 Hz – 12 V / 130 mA Nr Art.: 4470000009
	seca 217	Stadiometr, zakres pomiaru: 20 – 205 cm Podziałka: 1 mm, Nr Art.: 2171721009