

seca 211

Jednorazowa miarka do pomiaru obwodu głowy niemowląt w praktycznym dozowniku ściennym

nowość



- Higieniczna jednorazowa miarka z solidnego materiału aby zapobiec przenoszeniu infekcji.
- Zawsze pod ręką dzięki ekskluzywnemu ściennemu dozownikowi, który może być łatwo przymocowany w dowolnym miejscu.
- Precyzyjny wynik może być łatwo odczytany.
- Zakres miarki od 12 do 59 cm.

seca 211:

Miarka do codziennej pracy.

Nasi eksperci stale dokładają starań, aby ułatwić Państwu pracę. Dlatego seca oferuje przyjazną dla środowiska, jednorazową miarkę wysokiej jakości seca 211, w praktycznym ściennym dozowniku, aby polepszyć warunki higieniczne. Teraz miarka jest pod ręką tam, gdzie się jej zawsze potrzebuje. Mały, oszczędzający miejsce dozownik można łatwo zamontować na ścianie i uzupełnić.



Zawsze pod ręką w ściennym dozowniku.


seca 211 jest dostępna, kiedy tylko jej potrzeba. Sto miarek mieści się w tym małym ściennym dozowniku, który wydaje po jednej sztuce. Dozownik może być w łatwy sposób zamontowany w dowolnym miejscu. Jego uzupełnienie jest prostym zadaniem.



Łatwe uzupełnienie o maksymalnie 100 miarek.

Optymalna obsługa

seca 211 ma napisy ułatwiające odczyt i wyraźne punkty pomiaru, aby uzyskać precyzyjny wynik. Dzięki starannie dobranej grubości papieru, taśma do pomiaru jest wystarczająco silna do spełnienia swojej roli i wystarczająco lekka, aby łatwo oderwać ją z dozownika. Jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska, więc może ulec recyklingowi.



Doskonale czytelne oznaczenia pozwalają łatwo i precyzyjnie odczytać wynik.

Higieniczne jednorazowe użycie.

Jednorazowa miarka seca 211 spełnia wymagające standardy higieny medycznej. Jednorazowy użytek solidnej taśmy pomiarowej, aby uniknąć przenoszenia infekcji.

seca 211

Dane techniczne

- Zakres pomiaru: 12–59 cm
- Podziałka: 1 mm
- Waga sztuki: 1.6 g
- Wymiary dozownika ściennego (wys. x dł. x szer.): 50 x 73 x 36 mm
- Ilość: 500 / 1.000