


# seca 2131

## Stadiometr do mobilnego użytku

Stadiometr seca 2131 waży tylko 2,4 kg i dzięki temu nadaje się do użytku mobilnego. Stosowany jest on np. w medycynie szkolnej, ale sprawdza się także jako urządzenie stacjonarne w gabinetach lekarskich i szpitalach. Składany na części wzrostomierz daje się szybko i łatwo zmontować i w kilku prostych chwytach zainstalować na podstawie. Nadrukowana na boku wzrostomierza skala zapewnia wygodny i precyzyjny odczyt wyniku podczas pomiaru osób o wzroście do 205 cm.

- Zakres pomiaru: 20–205 cm
- Podziałka: 1 mm
- pozycjoner głowy z wbudowaną poziomnicą do prawidłowego ustawienia wzrostomierza
- Opcjonalnie: torba transportowa seca 412





*Zintegrowany uchwyt i bezpieczne zamknięcie pojedynczych części umożliwia łatwy transport.*



*Pozycjoner głowy z wbudowaną poziomą gwarantuje, że wzrostomierz zawsze znajduje się w prawidłowej pozycji.*