



PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o.  
ul. Partyzancka 133/151  
95-200 Pabianice  
Bezpłatna infolinia: 0 800 26 96 36 (8.00 - 16.00)

Odwiedź nas w internecie:  
[www.hartmann.pl](http://www.hartmann.pl)

# Foliodrape® CPT/CombiSet

## Pakiet chirurgiczny 1


### Skład zestawu:

- 1 serweta Protect na stół narzędziowy (owinięcie pakietu)
- 1 serweta Protect przylepna; 2-częściowa z regulacją otworu
- 1 Peha®-instrument Nożyczki zagięte Metzenbaum tępo tępe
- 1 Peha®-instrument Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar
- 1 Peha®-instrument Pęseta chirurgiczna Adson prosta
- 1 Peha®-instrument Kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito
- 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego
- 1 pojemnik plastikowy 6,2 x 2,96 cm
- 10 kompresów z gazy 12 warstw 17 nitek
- 3 tufery z gazy Pagasling 20 x 20cm, 20 nitek


### Rozmiar:

- 90 x 75 cm
- 45 x 75 cm
- 14,5 cm
- 14 cm
- 12 cm
- 12,5 cm
- 12 cm
- 60 ml
- 7,5 x 7,5 cm
- Nr 3


opakowanie dodatkowe: papier krepowy



14,5 cm



14 cm




12 cm




12,5 cm



12 cm



45 x 75 cm




7,5 x 7,5 cm



Nr 3



60 ml



90 x 75 cm

Nazwa produktu	Jedn. miary	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Foliodrape® CPT/CombiSet Pakiet chirurgiczny 1	17 zestawów	269581	1