



PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
www.hartmann.pl
Sklep internetowy: www.hartmann24.pl
Bezpłatna infolinia: 0 800 26 96 36 (8.00 - 16.00)

Odwiedź nas w internecie:
www.hartmann.pl

Foliodrape® CPT/CombiSet


Zestaw do zamykania małych ran_A

Skład zestawu:

- 1 serweta Protect na stół narzędziowy (owinięcie pakietu)
- 1 serweta Protect nieprzylepna; otwór 5 cm centralnie
- 1 Peha®-instrument Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe
- 1 Peha®-instrument Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar
- 1 Peha®-instrument Pęseta chirurgiczna standardowa prosta
- 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego
- 1 opatrunek na ranę operacyjną Cosmopor E
- 8 kompresów z włókny Medcomp 4 warstwy 40g/m²
- 2 tufery z gazy Pagasling 20 x 20 cm, 20 nitek

Rozmiar:


- 75 x 45 cm
- 60 x 50 cm
- 14,5 cm
- 14 cm
- 14 cm
- 14 cm
- 7,2 x 5 cm
- 7,5 x 7,5 cm
- Nr 3



60 x 50 cm



75 x 45 cm



7,5 x 7,5 cm



7,2 x 5 cm



Nr 3




14 cm



14 cm



14 cm



14,5 cm

Nazwa produktu	Jedn. miary	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Foliodrape® CPT/CombiSet Zestaw do zamykania małych ran_A	12 zestawów	269928	4