



PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
Bezpłatna infolinia: 0 800 26 96 36 (8.00 - 16.00)

Odwiedź nas w internecie:
www.hartmann.pl

Foliodrape® CPT/CombiSet


Zestaw do wkłucia centralnego I

Skład zestawu:

- 1 serweta Protect na stół narzędziowy (owinięcie pakietu)
- 2 serwety Protect przylepne
- 1 Peha®-instrument Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe
- 1 Peha®-instrument Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar
- 1 Peha®-instrument Pęseta chirurgiczna Adson prosta
- 1 Peha®-instrument Kleszyczki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito
- 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego
- 1 pojemnik plastikowy, 6,2 x 2,96 cm
- 10 kompresów z gazy, 12 warstw, 17 nitek
- 5 tupferów z gazy Pagasling, 24 x 24 cm, 20 nitek

Rozmiar:

- 100 x 90 cm
- 50 x 50 cm
- 14,5 cm
- 14 cm
- 12 cm
- 12,5 cm
- 12 cm
- 60 ml
- 7,5 x 7,5 cm
- Nr 4



Nazwa produktu	Jedn. miary	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Foliodrape® CPT/CombiSet Zestaw do wkłucia centralnego	20 zestawów	269821	1