

## Midi 40 mały, osobisty inkubator CO<sub>2</sub>



### Podstawowe cechy inkubatora Midi 40

- Sterowanie mikroprocesorowe
  - Jasny wyświetlacz z intuicyjnym ustawianiem temperatury i stężenia CO<sub>2</sub>
  - Blokowanie ustawień inkubatora przed niepożądanymi zmianami
  - komora robocza: stal nierdzewna
  - zakres regulacji temperatury: T<sub>ot</sub> +5°C do 60°C
  - wilgotność względna do 95% (wyjmowany pojemnik na wodę)
- zakres regulacji CO<sub>2</sub>: 0 do 20%,
  - czujniki: wysokowytrzymały, typu przewodnościowego
  - filtr na wlocie gazu
  - bardzo precyzyjna, zapewniająca wysoką powtarzalność warunków hodowli, regulacja parametrów środowiska (temperatura, koncentracja CO<sub>2</sub>)
  - Alarm programowany przez użytkownika
  - drzwi wewnętrzne szklane
  - RS-485
  - Gwarancja: 1 rok



	Pojemność	Wymiary zewnętrzne (szer. / wys. / gł. mm)	Wymiary wewnętrzne (szer. / wys. / gł. mm)	Wymiary półki (szer. / gł. mm)	Ilość półek: standard / max	Waga urządzenia	Wahania temperatury w przestrzeni	Dokładność temperatury / CO <sub>2</sub>
Midi 40	40 l	470 x 465 x 597	305 x 355 x 355	343 x 292	2 / 4	27 kg	± 0.4	± 0.1

**Informacji technicznych i handlowych udziela wyłączny dystrybutor i serwis**