




## Heraeus Pico & Fresco

Seria  
Mikrowirówek



### Silna, Uniwersalna i Prosta w Obsłudze

- Do wyboru 17.000 lub 21.000 g w obu wentylowanych Heraeus Pico i chłodzonych Heraeus Fresco
- Bogaty wybór pojemności - próbki 24 x 2 ml i paski PCR 8 x 8
- Unikalne rozwiązanie „ClickSeal” biologicznie bezpiecznej pokrywy powodujące większe bezpieczeństwo i wygodę pracy
- Unikalny 18 miejscowy rotor wirujący jednocześnie 2.0 ml i 0.5 ml próbki
- Szybkie przyspieszenia i hamowania skracające czas pracy
- Szeroki wybór rotorów włącznie z rotorem na paski PCR i próbki 36 x 0.5 ml.
- Intuicyjny układ przycisków i czytelny wyświetlacz.
- Odporne materiały pozwalają na szybkie czyszczenie i autoklawowanie przez lata.

### Małe urządzenie, duża moc

Mikrowirówki Heraeus Pico & Fresco z Thermo to uniwersalne i wygodne, bezpieczne i kompaktowe, proste w obsłudze urządzenia laboratoryjne. Obie wentylowane - Heraeus Pico i chłodzone - Heraeus Fresco, zaprojektowane tak, by przyspieszyć codzienny proces przygotowywanie próbek. Wirówki osiągają duże prędkości, oferują różne pojemności przy jednoczesnym bezpieczeństwie i wygodzie.







Dzięki intuicyjnemu układowi, prostemu rozwiązaniu „ClickSeal” biologicznie-bezpiecznej pokrywy, wirówki Heraeus Pico & Fresco dostarczają idealnej mieszanki możliwości obsługi mikro protokołów takich jak przygotowanie kwasów nukleinowych czy izolacji białek.

**Thermo**  
ELECTRON CORPORATION

# Heraeus Pico & Fresco Seria Mikrowirówek



## Rotory Heraeus Pico, Fresco 17/ 21

	
<p>Rotor Mikrolitrowy z biologicznie bezpieczną pokrywą „ClickSeal” <b>24 x 2 ml</b> (75003424) max rpm: 13.300 / 14.800 max g: 17.000 / 21.100</p>	<p>Rotor dwurzędowy z pokrywą nakręcaną <b>18 x 2 ml / 0,5 ml</b> (75003418) max rpm: 13.300 / 14.800 max g: 16.800 / 20.800</p>
	
<p>Rotor Mikrolitrowy z pokrywą nakręcaną <b>36 x 0,5 ml</b> (75003436) max rpm: 13.300 / 14.800 max g: 15.600 / 19.300</p>	<p>Rotor PCR z biologicznie bezpieczną pokrywą <b>4 x 8</b> (75003440) max rpm: 13.300 / 14.800 max g: 13.100 / 16.200</p>
	
<p>Rotor PCR z pokrywą nakręcaną <b>8 x 8</b> (75003489) max rpm: 13.300 / 14.800 max g: 13.800 / 17.100</p>	<p>Rotor hematokrytowy (75003473) max rpm: 13.300 / 14.800 max g: 16.800 / 16.800</p>

**Thermo**  
ELECTRON CORPORATION

<b>Heraeus Pico &amp; Fresco 17 Komplet</b>	<b>230V 50/60 Hz</b>
<b>Heraeus Pico 17</b> w zestawie z rotorem 24 x 1.5/2.0 ml z biologicznie bezpieczną pokrywą „ClickSeal”	75002410
<b>Heraeus Fresco 17</b> w zestawie z rotorem 24 x 1.5/2.0 ml z biologicznie bezpieczną pokrywą „ClickSeal”	75002420
<b>Heraeus Pico 17</b> w zestawie z rotorem hematokrytowym	75002491
<b>Rotory do Heraeus Pico &amp; Fresco 17</b>	
rotor 24 x 1.5/2.0 ml z biologicznie bezpieczną pokrywą „ClickSeal”	75003424
rotor hematokrytowy	75003473
<b>Heraeus Pico &amp; Fresco 21 Komplet</b>	
<b>Heraeus Pico 21</b> w zestawie z rotorem 24 x 1.5/2.0 ml z biologicznie bezpieczną pokrywą „ClickSeal”	75002415
<b>Heraeus Fresco 21</b> w zestawie z rotorem 24 x 1.5/2.0 ml z biologicznie bezpieczną pokrywą „ClickSeal”	75002425
<b>Heraeus Pico 21</b> w zestawie z rotorem 24 x 1.5/2.0 ml z biologicznie bezpieczną pokrywą „ClickSeal” i podwójnym rotorem 18 x 0.5 i 18 x 2,0 ml z nakręcaną pokrywą	75002475
<b>Heraeus Fresco 21</b> w zestawie z rotorem 24 x 1.5/2.0 ml z biologicznie bezpieczną pokrywą „ClickSeal” i podwójnym rotorem 18 x 0.5 i 18 x 2,0 ml z nakręcaną pokrywą	75002476
<b>Rotory do Heraeus Pico &amp; Fresco 17/21</b>	
rotor 24 x 1.5/2.0 ml z biologicznie bezpieczną pokrywą „ClickSeal”	75003424
Rotor z nakręcaną pokrywą 36 x 0.5 ml	75003436
Rotor z nakręcaną pokrywą do pasków PCR 8 x 8	75003489
Rotor z biologicznie bezpieczną pokrywą „ClickSeal” do pasków PCR 4 x 8	75003440
Rotor podwójny 18 x 2 ml / 0,5 ml	75003418
<b>Części zamienne dla Heraeus Pico &amp; Fresco 17/21</b>	
biologicznie bezpieczną pokrywą „ClickSeal” <sup>1</sup>	75003410
Nakręcana pokrywa <sup>2</sup>	75003406
<b>Adaptory do Heraeus Pico &amp; Fresco 17/21</b>	
Na próbówki 0.5/0.6 ml (24 szt. w op.)	76003758
Na próbówki 0.25/0.4 ml (24 szt. w op.)	76003759
Na PCR paski 0.2 ml (18 szt. w op.)	76003750
<sup>1</sup> Używać z rotorem 75003424 i rotorem 75003440	
<sup>2</sup> używać z rotarami 75003436, 75003489 lub 75003418 (Pico / Fresco 21)	

## Specyfikacja Techniczna

	<b>Pico &amp; Fresco 17</b>	<b>Pico &amp; Fresco 21</b>
<b>Max. g</b>	17,000 x g	21,100 x g
<b>Max RPM</b>	13,300 rpm	14,800 rpm
<b>Głośność</b>	<55 dBA	<56dBA
<b>Zakres ustawiania czasu</b>	1 min – 99 min: regulacja co 1 min	1 min – 99 min: regulacja co 1 min
<b>Zakres ustawiania temperatury*</b>	-9°C do +40°C z regulacja co 1°C	-9°C do +40°C z regulacja co 1°C
<b>Wymiary (mm) wys. x szer. x gł.</b>		
<b>Pico 17</b>	225 x 243 x 352	
<b>Pico 21</b>	225 x 243 x 352	
<b>Fresco 17</b>	330 x 295 x 445	
<b>Fresco 21</b>	330 x 295 x 445	

\*Tylko w Heraeus Fresco

Informacji technicznych i handlowych udziela wyłączny dystrybutor i serwis

 **KENDROLAB**

**KENDROLAB Sp. z o. o.**  
04-653 Warszawa, ul. Ciesielska 18  
+48 22 663 43 23, fax +48 22 663 43 25