

Thermo Scientific LP Vortex Mixer

Cechy:

- Niski profil o małej powierzchni
- Praca ciągła lub pulsacyjna
- Zakres prędkości: 0 do 3000 rpm
- Zabezpieczenie przed przetądowaniem
- Szeroki wybór akcesoriów opcjonalnych (raki na probówki i mikroplastyki)

Max. załadunek: 0,5 kg

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 154x210x83 mm

- Waga: 3,1 kg
- Zasilanie 230V, 50/60Hz
- Certyfikat CE



Informacji technicznych i handlowych udziela dystrybutor i serwis