

Wytrząsarka kołyskowo orbitalna Waving Rotator:

- Opaski zabezpieczające probówki przed przypadkowym toceniem się
- Gdy kąt nachylenia jest ustawiony na 0°, może być używana jako mała wytrząsarka orbitalna.
- Opcjonalna mata gumowa antypoślizgowa mata, idealna do użytku z płytkami, naczyniami i workami
- Przemysłowa wielkość platformy mieści do 6 płytek
- W standardzie mata z zagłębieniami (tacka, podkładka silikonowa, dwie opaski zabezpieczające)



Wytrząsarka kołyskowa Rocker:

- Opaski zabezpieczające probówki przed przypadkowym toceniem się
- Opcjonalna mata gumowa antypoślizgowa mata, idealna do użytku z płytkami, naczyniami i workami
- Przemysłowa wielkość platformy mieści do 6 płytek
- W standardzie mata z zagłębieniami (tacka, podkładka silikonowa, dwie opaski zabezpieczające)



Model	Zakres prędkości	Amplituda (mm) / wychylenie (°)	Wymiary platformy szer. x gł. (mm)	Wymiary urządzenia szer. x gł. x wys. (mm)	Załadunek max.	Waga
Mini Rotator 88880026	50-300 rpm	13 mm	250x250	276x334x130	4 kg	8 kg
Microplate Shaker 88880024	150-1200 rpm	3 mm	267x185	349x329x127	4 kg	7,7 kg
Waving Rotator 88880022	8-100 rpm	0° do 13°	276x276	276x320x150	5 kg	3,7kg
Rocker 88880020	5-100 rpm	7° do 13°	276x276	276x320x150	5 kg	3,7 kg

Informacji technicznych i handlowych udziela dystrybutor i serwis