

## System rentgenowski do zdjęć kostno-płucnych Koss Classic



**Zestawca  
Model**

**Rentgen-Serwis Zygmunt Koss Rafał Koss  
Koss Classic**

### **Generator (model do wyboru):**

- zasilanie z sieci 3x400V 50 Hz
- moc 32 kW (maksymalna moc dostępna podczas ekspozycji)
- zakres napięć 40-125 kV
- zakres prądów 25-400 mA, 300 mA przy 100 kV
- zakres mAs 0,4 – 600
- pulpit z programami anatomicznymi

### **Lampa rtg Varian:**

- z anodą wirującą o pojemności cieplnej 130 kWh
- dwuogniskowa, ogniska: 0.6/1.2 mm,

### **Stół rtg:**

#### **Stylis, Control-X (do wyboru)**

- typ: o stałej wysokości, z blatem pływającym (110 cm wzdłuż, 24 cm w poprzek)
- długość blatu stołu: 220 cm
- szerokość blatu stołu: 81 cm
- ładowność stołu z pacjentem: 250 kg
- wysokość blatu stołu od podłogi: 74,5 cm
- aretaż: hamulce elektromagnetyczne
- zakres ruchu szuflady z kasetą: 57 cm
- rozmiary kaset: od 13x18 cm do 35x43 cm
- kratka: typu Bucky z napędem oscylacyjnym
- komora trójpolowa do zdjęć w trybie automatyki (opcja)
- kratka przeciwrozproszeniowa 103 l/cal, 8:1, f = 86-112 cm

#### **Phoenix, Control-X (do wyboru)**

- typ: podnoszony, z blatem pływającym (110 cm wzdłuż, 24 cm w poprzek)
- długość blatu stołu: 220 cm
- szerokość blatu stołu: 81 cm
- ładowność stołu z pacjentem: 220 kg
- kratka przeciwrozproszeniowa 103 l/cal, 8:1, f = 86-112 cm
- minimalna wysokość blatu stołu od podłogi: 54,5 cm
- maksymalna wysokość blatu stołu od podłogi: 54,5 cm

- aretaż: hamulce elektromagnetyczne
- zakres ruchu szuflady z kasetą: 57 cm
- rozmiary kaset: od 13x18 cm do 35x43 cm
- kratka: typu Bucky z napędem oscylacyjnym
- komora trójpolowa do zdjęć w trybie automatyki (opcja)

### **Kolumna TS99, Control-X:**

- typ: jezdna, podłogowa lub podłogowo-sufitowa
- aretaż: hamulce elektromagnetyczne
- sterowanie hamulcami za pomocą ergonomicznych przycisków na konsoli przedniej
- zakres ruchu kolumny z lampą RTG: 195 cm (standard) lub 315 cm (opcja)
- w pełni wyważone ruchy ramienia lampy
- zakres wysuwu lampy (opcja): 49.5 cm lub 105 cm
- obrót lampy w osi poziomej  $\pm 180^\circ$
- położenie ogniska od podłogi – od 25 do 187 cm
- wskaźnik kąta pochylenia lampy – mechaniczny

### **Kolimator R302F/A, Control-X:**

- wersja manualna
- regulacja filtracji za pomocą dodatkowych filtrów montowanych na zewnątrz kolimatora
- źródło światła: lampa halogenowa 150W
- obrót kolimatora +/- 90 st.

### **Statyw WS99, Control-X:**

- kratka przeciwrozproszeniowa 103 l/cal, 8:1, f = 100-180 cm
- najniższe położenie środka szuflady od podłogi – od 38 do 187 cm (opcja w cenie dostawy))
- hamulce elektromagnetyczne
- waga – 113 kg

Aparat może być dodatkowo wyposażony np. w stół podnoszony, automatykę zdjęciową AEC, generator wyższej mocy, większy zakres napięć anodowych (40-150 kV), itp.