

ZooMax Blue System



- ✓ Nowoczesny generator HF, 30* kW, 25-400* mA, 40-125* kV
- ✓ Zasilanie trójfazowe, opcjonalnie: jednofazowe lub kondensatorowe
- ✓ Lampa Rtg dwuogniskowa z wirującą anodą (3", 16°), pojemność cieplna 140 kWh, ogniska 1.0 i 2.0 mm
- ✓ Kolimator do ręcznego ustawienia pola obrazu rtg, min. 100 lux
- ✓ Kable wysokiego napięcia o dużej trwałości i elastyczności
- ✓ Stabilna kolumna zintegrowana z stołem lub poruszająca się niezależnie, z możliwością ruchu w pionie
- ✓ Stół z nieruchomym blatem
- ✓ Panel z szufladą kasety i oscylacyjną kratką Bucky, automatyczne centrowanie kolumny z szufladą kasety

Parametr/ cecha	Stół VFX 60	Kolumna FTS 02
Błat bez uchwytów	60" x 28" (152,4 x 71 cm)	x
Błat z uchwytami	60" x 30" (152,4 x 76,2 cm)	x
Wysokość blatu	30" (81,5 cm)	x
Podstawa stołu	40" x 22" (100 x 55 cm)	x
Ruch wzdłużny	x	40" (100 cm)
Ruch poprzeczny	x	x
Ruch wertykalny	x	28.50" (72 cm)
Odległość ognisko - kasety	x	40" (100 cm)
Kąt wychylenia lampy	x	± 90°