

Nowa seria zamrażarek ladowych HERAfreezeze seria C -86°C oraz -40°C

Standard seria C

- Rolki do łatwiejszego przemieszczania
- Port dostępu (2,5 cm)
- Chłodzenie kaskadowe w przypadku zamrażarek -86°C
- Mikroprocesorowa kontrola
- Łatwy dostęp do zamrażarki – jedną ręką
- Wykonanie komory roboczej stal nierdzewna
- Izolacja pianką poliuretanową 127 mm
- Łatwe do wymiany filtry
- RS-232 oraz 4-20 mA wyjście analogowe

Opcje seria C

- Back-up LN2
- Back-up CO2
- Rejestrator kołowy
- Zamek w drzwiach
- Regały, pudełka, podziałki, kosze
- Alarm zdalny
- Niezależny monitor temperatury i zasilania



	Thermo HERAfreeze HFU seria C -50 do -86°C				Thermo HERAfreeze HFU seria C -10 do -40°C			
	HFC 390	HFC 1390	HFC 1790	HFC 2090	HFC 350	HFC 1350	HFC 1750	HFC 2050
Pojemność (l)	85	360	481	566	85	360	481	566
Max. ilość pudełek	63	252	348	396	63	252	348	396
Wymiary wewnętrzne wys x szer x głęb (mm)	416,9 x 470 x 470	711 x 1080 x 470	711 x 1494 x 470	711 x 1689 x 470	416,9 x 470 x 470	711 x 1080 x 470	711 x 1494 x 470	711 x 1689 x 470
Wymiary zewnętrzne wys x szer x głęb (mm)	1133 x 724 x 759	1029 x 1829 x 848	1029 x 2225 x 859	1029 x 2438 x 848	1133 x 724 x 759	1029 x 1829 x 848	1029 x 2225 x 859	1029 x 2438 x 848
Waga urządzenia (kg)	196	325	372	378	179	299	347	352

Informacji technicznych i handlowych udziela dystrybutor i serwis