




Podnośnik transportowo- kąpielowy

ARNOLD 150



EUROMOBI L Sp. z o.o.

Paprotnia 29, 95-060 Brzeziny

tel. / fax. (46) 874 50 20

www.emobil.com.pl e-mail: biuro@emobil.com.pl

**Wyposażenie:**

- Elektryczne ramię nośne
- Silnik 24V
- Pilot
- Przycisk awaryjny stop
- Awaryjne ręczne opuszczanie w dół
- Niska wysokość podstawy jezdnej umożliwiająca łatwy podjazd pod wannę lub łóżko
- Możliwość rozszerzenia płóz jezdnych
- Hamulce

Dane techniczne:

- Waga 44,5 kg
- Certyfikat Ce dopuszczający masę pacjenta do 150 kg

Wyposażenie standardowe:

- siedzisko transportowe

EUROMOBI L Sp. z o.o.

Paprotnia 29, 95-060 Brzeziny

tel. / fax. (46) 874 50 20

www.emobil.com.pl e-mail: biuro@emobil.com.pl