


Nowa seria zamrażarek szafowych HERAfreeze seria T i B -86°C oraz -40°C

Standard seria T i B

- Dwa kółka do łatwiejszego przemieszczania
- 5 sekcji każda zamykana osobnymi drzwiami
- 5 półek z możliwością zmiany położenia
- Port dostępu
- Chłodzenie kaskadowe w przypadku zamrażarek -86°C
- Alarmy: zbyt wysoka temperatura otoczenia, zbrudzenia filtrów, otwarcia drzwi
- Monitoring kondensatora
- Autotest alarmów
- Łatwy dostęp do zamrażarki – jedną ręką
- Wykonanie komory roboczej seria T: stal nierdzewna malowana
- Wykonanie komory roboczej seria B: stal nierdzewna
- Izolacja seria T: panele próżniowe ze spienianą pianką
- Izolacja seria B: pianka



Standard seria T:

- Nadanie hasła dla użytkowników zamrażarki
- Łatwy w obsłudze panel dotykowy LCD
- Natychmiastowa ocena sytuacji zamrażarki poprzez czytelne kolorowe ikony
- Zapis wszystkich zdarzeń w pamięci zamrażarki z możliwością natychmiastowego podglądu
- Czytelne wykresy temperatury
- Port USB
- Pamięć wewnętrzna zamrażarki, możliwość zapamiętania 15 lat danych
- Łatwy dostęp do danych z ostatnich 2 tygodni



Opcje i akcesoria seria T

- Back-up LN2
- Back-up CO2
- Rejestrator kołowy
- Dostęp do zamrażarki przy pomocy karty (+ 5 kart)
- Regały, pudełka, podziałki

Opcje i akcesoria seria B

- Back-up LN2
- Back-up CO2
- Rejestrator kołowy
- Czujnik PT 100
- Zamek w drzwiach
- Regały, pudełka, podziałki

seria B -40°C



	Thermo HERAFreeze HFU seria T -86°C					Thermo HERAFreeze HFU seria B -86°C				Thermo HERAFreeze HFU seria B -40°C		
	HFU 300T	HFU 400T	HFU 500T	HFU 600T	HFU 700T	HFU 240B	HFU 320B	HFU 400B	HFU 600B	HFU 40240B	HFU 40320B	HFU 40400B
Pojemność (l)	421	548	682	815	949	368	490	651	793	368	490	651
Max. ilość pudełek	300	400	500	600	700	240	320	400	600	240	320	400
Max. obciążenie półki (kg)	56,8	73,4	91,7	110,1	128,4	57	57	57	57	57	57	57
Wymiary wewnętrzne wys x szer x głęb (mm)	1301,1 x 451,6 x 718,6	1301,1 x 587,4 x 718,6	1301,1 x 730,3 x 718,6	1301,1 x 873,1 x 718,6	1301,1 x 1016 x 718,6	1308 x 584 x 490	1308 x 584 x 643	1308 x 777 x 643	1308 x 930 x 686	1308 x 584 x 490	1308 x 584 x 643	1308 x 777 x 643
Wymiary zewnętrzne wys x szer x głęb (mm)	1981 x 686 x 955	1981 x 822 x 955	1981 x 965 x 955	1981 x 1108 x 955	1981 x 1251 x 955	1979 x 846 x 836	1979 x 846 x 940	1979 x 1036 x 988	1979 x 1189 x 988	1979 x 846 x 836	1979 x 846 x 940	1979 x 1036 x 988
Waga urządzenia (kg)	303	332	355	388	432	323	376	399	494	323	376	399
Zużycie energii kW/h na 24 h Tryb EKO / zaawansowany	15,3 / 17	16,9 / 18,5	17 / 19	17 / 21,3	18,5 / 21,8	17	18	19,3	21	x	x	x
Czas powrotu do zadanych parametrów po otwarciu drzwi (min) na 1 min	13	20	28	33	39	x	x	x	x	x	x	x
Wyposażenie												
Wyświetlacz	Dotykowy monitor LCD					LED z przyciskami						
Zainstalowany system zbierania danych	standard					Niedostępny						
System bezpieczeństwa	standard					Niedostępny						
Tryb pracy	Dwa tryby: Zaawansowany (GMP) lub oszczędny (EKO)					Jeden tryb: Praca standardowa						
Bezpieczeństwo												
Zamykanie na klucz	standard					Opcja						
Możliwość założenia kłódki	standard					standard						
Dostęp przy pomocy karty	Opcja					Niedostępny						
System bezpieczeństwa	standard					Niedostępny						
Zarządzanie danymi												
Monitoring zewnętrzny	Standard: RS-485, 4-20 mA, styk bezpotencjałowy					Standard: styk bezpotencjałowy Opcja: czujnik PT 100						
Używanie danych poza zamrażarką	Ściąganie danych poprzez USB (możliwość przekopiowania ustawień zamrażarki na USB i przekopiowania ich do drugiej zamrażarki)					Niedostępny						

Informacji technicznych i handlowych udziela dystrybutor i serwis