

WANNY DEZYNFEKCYJNE LYSOFORM



- wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego odpornego na wpływ związków chemicznych zawartych w preparatach myjących i dezynfekcyjnych oraz temperaturę do 70°C
- łatwe w myciu i utrzymaniu w higienicznym stanie
- w skład zestawu wchodzi:
 - wanienska z podziałką wewnątrz oraz uchwytami ułatwiającymi przenoszenie (PP)
 - szczelna pokrywka zabezpieczająca przed parowaniem preparatu z wanienski (PVC)
 - perforowane sito ułatwiająca wyjmowanie i płukanie narzędzi, ograniczające kontakt personelu z roztworem środka (PP)
 - nakładka dociskająca umożliwiająca całkowite zanurzenie narzędzi w roztworze (PP)

	1 liter	5 litrów	16 litrów
Wymiary zewnętrzne			
długość	18,5-22,5 cm	32-39 cm	49-53 cm
szerokość	12,5-15 cm	21-26 cm	28-32 cm
wysokość	9 cm	16 cm	15-19 cm
Wymiary wewnętrzne			
długość	18 cm	32 cm	48 cm
szerokość	12 cm	21 cm	27 cm
wysokość	7 cm	12 cm	14 cm
Wymiary sita			
długość	14 cm	26 cm	43 cm
szerokość	11 cm	20 cm	24 cm
wysokość	6 cm	11 cm	12 cm

PRZECHOWYWANIE: temp. od -50°C do + 40°C. Po przechowywaniu w pomieszczeniu poniżej 10°C pozwolić wannie nagrzać się w temp. pokojowej przez 30 min.

WYTWÓRCA:

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D – 12247 Berlin

Wyrób medyczny kl I



DYSTRYBUTOR:

MEDILAB Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok
Tel. 85 747 93 00, Fax 85 747 93 01