




# SZCZOTKI


## do czyszczenia endoskopów




JP1060



JPP50



JPS50



JPCON47

### SZCZOTKA JP1060 DO CZYSZCZENIA ZAWORÓW ENDOSKOPU

- Dwustronna szczotka z wyciorami o średnicy 0,5 i 1 cm
- Wygodny uchwyt
- Bezpieczna konstrukcja
- Produkt jednorazowego użytku

### SZCZOTKI PUSH Ę PULL JPS50 I JPP50

- Elastyczne szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu:
  - JPS50 2,1 – 4,5 mm i długości 160 cm
  - JPP50 2,1 – 4,5 mm i długości 230 cm
- Doskonały efekt czyszczenia dzięki innowacyjnej konstrukcji szczotki.
- Miękki futrzany wycior zwiększa efekt usuwania drobnych zanieczyszczeń ze światła kanału.
- Stabilne mocowanie szczotek do przewodu prowadzącego.
- Produkt jednorazowego użytku – zwiększa higienę i bezpieczeństwo.

### Szczotki JPCON47

- Elastyczne szczotki do czyszczenia kanałów endoskopu:
  - JPCON47 2,8–4,5 mm i długości 240 cm
- Innowacyjna konstrukcja szczotek – profil oraz ułożenie włókien szczotek pozwala na osiągnięcie lepszych efektów czyszczenia od innych szczotek dostępnych na rynku.
- Produkt jednorazowego użytku – zwiększa higienę i bezpieczeństwo.

PRODUCENT: Endoss, Holandia

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

Medilab Sp. z o.o. • ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Tel./fax: 85 743 28 97 • www.medilab.pl

