



SZCZOTKA JP1060

- Dwustronna szczotka.
- 10 mm szczotka do zaworów oraz portów biopsyjnych.
- 5 mm wycior do czyszczenia ujść i zaworów.
- Doskonałe właściwości czyszczące.
- Ekonomiczne użycie.
- Bezpieczeństwo użytkownika.
- Bezpieczeństwo pacjenta dzięki poprawie czyszczenia
- Dostosowana do wszystkich znanych endoskopów giętkich.



- Produkt został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymaganiami dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42/EEG (z późniejszymi zmianami), w oparciu o procedury opisane w załączniku VII niniejszej dyrektywy.
- Produkt jednorazowego użytku.
- Ponowne użycie jest zabronione.
- Zabrania się mycia, dezynfekcji bądź sterylizacji w celu ponownego użycia.
- Do użytku tylko w endoskopach giętkich.

