


# Aeroneb Solo Adapter

Przystosowany do każdej sytuacji



Adapter Aeroneb Solo umożliwia stosowanie nebulizatora Aeroneb Solo dla pacjentów oddychających spontanicznie, powodując lepsze dostarczenie leku na każdym etapie opieki nad pacjentem.


Sprawdzone lepsze podanie leku przy oddechach spontanicznych



Porównanie adapter Aeroneb Solo & SVN<sup>1</sup>

	Aeroneb Solo	SVN
Pozostała objętość leku	0.05mL (1.6%)	1.5mL (49%)
Dawka wdychowa	66%	21%

Aeroneb Solo  
przystosowany do każdej  
sytuacji



- Łatwe podanie tlenu, praca z i bez O<sub>2</sub> (dren O<sub>2</sub> zapewniony)



- Ciągłe i przerywane dostarczanie leku



- Ergonomiczny ustnik do optymalnej opieki pacjenta



- Pasują wszystkie standardowe maski

# Specjalnie zaprojektowany w celu zapewnienia optymalnego dostarczenia leku



**Zastawka ustnika** kontroluje przepływ powietrza ze zbiornika aerozolu w celu zmaksymalizowania jego dostarczenia

**Nowatorski Pojemnik** zaprojektowany w celu zapewnienia optymalnego dostarczenia aerozolu

**Port tlenowy** umożliwia podanie aerozolu z tlenem lub bez



Dane do zamówienia	
AG-AS7000-XX	10 x Adapter Aeroneb Solo & dren tlenowy
AG-AS7500-XX	10 x Adapter Aeroneb Solo & dren tlenowy 10 x Aeroneb Solo

-XX w zależności od kodu kraju zamawiającego