

INTUBRITE

VLS 6600 Edge



IntuBrite Edge



IntuBrite Edge Plus

WYGODNE NAGRYWANIE

Możliwość tworzenia nagrań wideo i zdjęć w wysokiej rozdzielczości.
Opcja automatycznego nagrywania dla każdej intubacji.
Zgrywanie plików poprzez kabel USB lub kartę SD.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Łyżka oraz rękojeść stworzone ze stali nierdzewnej i aluminium.

RÓŻNE KONFIGURACJE

Monitor umieszczony na stałym/obrotowym mocowaniu.
Rękojeść obsługuje wszystkie rodzaje łyżek.

OSZCZĘDNE ROZWIĄZANIE

W pełni funkcjonalne rozwiązanie w przystępnej cenie.

DOSKONAŁA WIZUALIZACJA

Większy ekran: 40% większy niż konkurencyjne rozwiązania.
Opatentowana technologia oświetlenia LED/UV.
Kamera oraz wyświetlacz wysokiej rozdzielczości.



VLS3000

L094-0215 rev C



760.727.1900



info@intubrite.com



www.intubrite.com

VLS 6600 EDGE

INTUBRITE

ŁYŻKI LARYNGOSKOPOWE

VLS 1	Noworodkowa wielorazowa
VLS 2	Dziecięca wielorazowa
VLS 3	Wielorazowa dla dorosłych
VLS 4A	Wielorazowa dla dorosłych (do trudnych intubacji)
VLS4000W	Prowadnica do nakładek jednorazowych dla dorosłych
VLS2000W	Prowadnica do nakładek jednorazowych dla dzieci
VLS4020DS	Jednorazowa nakładka MAC4
VLS3020DS	Jednorazowa nakładka MAC3
VLS2020DS	Jednorazowa nakładka MAC2
Materiał	304 Medyczny stop stali nierdzewnej
Kamera	CMOS, szkielko szafirowe zapobiegające parowaniu Rozdzielczość kamery: 728 x 486 pikseli Opatentowana technologia światła IntuBrite - białe światło LED - światło UV LED



KLASYCZNY UCHWYT VIDEO

Pojedyncza, wielorazowa bateria litowo-jonowa 3.7, 3400 mAh
Rozmiar: 18650
Czas pracy na baterii: 1,5 - 2 h ciągłego użytkowania
Czas ładowania: 5 godzin



WYŚWIETLACZ VLS EDGE

Format obrazu: 4:3
Częstotliwość odświeżania: 30 FPS
Wyświetlacz: TFT LCS
Rozdzielczość wyświetlacza: 320 x 240 px
Rozmiar ekranu: 3,5" TFT
Pamięć: Karta Mini SD 4GB
Format zdjęć: JPEG
Format filmów: AVI
Mocowanie ekranu: 6610 Edge - stałe mocowania z możliwością pochylania góra/dół, 6630 Edge - obrotowe mocowanie z możliwością regulacji położenia ekranu o 180 stopni.

PRZENOŚNE OPAKOWANIE VLS EDGE

VLS 3000 - miękkie opakowanie
VLS 5000 - wysokiej jakości etui na urządzenie



L094-0215 rev C



760.727.1900



info@intubrite.com



www.intubrite.com