

# SPRZĘT MEDYCZNY I REHABILITACYJNY

## Meble medyczne

### DOŚWIADCZENIE

Produkcja mebli medycznych  
z deklaracją zgodności CE.  
Solidność poparta  
wieloletnim doświadczeniem.

### JAKOŚĆ

Zarządzanie przez jakość  
wg normy ISO 9001.  
Zgodność potwierdzona  
przez TÜV NORD.

### WRAŻLIWOŚĆ

Profesjonalne doradztwo  
i dostosowanie do potrzeb.

### SATYSFAKCJA

Indywidualne podejście do  
klienta, budujące zaufanie.



**CERTYFIKAT**

dla Systemu Zarządzania wg  
PN-EN ISO 9001

INNOW  
Ustrońska 8, PL / 40-763 Katowice

INNOR



Urządzenia i wózki kąpielowe,  
systemy do higieny pacjentów



Stoły rehabilitacyjne



BIURO I SALON FIRMOWY

KATOWICE 40-763, UL. USTROŃSKA 8, POLAND

TEL./FAX +48 32 252 67 56

[www.innow.pl](http://www.innow.pl) [salon@innow.pl](mailto:salon@innow.pl)



**+** SPRZĘT MEDYCZNY  
I REHABILITACYJNY

[www.innow.com.pl](http://www.innow.com.pl)

# FOTEL LARYNGOLOGICZNO- -OKULISTYCZNY FOL-02

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ



**Wielofunkcyjny fotel do badań i zabiegów FOL-02 przeznaczony jest szczególnie dla zastosowań w laryngologii i okulistyce.**

Fotel jest łatwy do utrzymania w czystości, trwały i prosty w obsłudze. Leżysko dopasowuje się do indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość doboru koloru obić tapicerskich. Siłownik hydrauliczny pozwala na zmianę wysokości siedziska. Ruchome oparcie i podnózek umożliwiają ustawienie fotela w pozycji od siedzącej do leżącej. Fotel jest wyposażony w wielopozycyjny podgłówek z regulacją wysokości oraz możliwością regulacji kąta nachylenia w dwóch płaszczyznach, za pomocą jednej ręki.



Wymiary:  
Szerokość całkowita: 60 cm  
Długość: 66 cm  
Wysokość całkowita: 120–145 cm  
Wysokość siedziska: 55–70 cm  
Głębokość siedziska: 50 cm



Wyposażenie opcjonalne:  
- zsynchronizowana regulacja oparcia pleców i części nożnej  
- podparcie pod rękę z poliuretanu wielopozycyjne

Wyposażenie foteli stanowią sprężyny gazowe, które umożliwiają płynną i ergonomiczną regulację kąta nachylenia oparcia pleców i podparcia nóg



gazowa regulacja  
oparcia pleców



gazowa regulacja  
podparcia nóg



regulowany wielopozycyjny  
podgłówek

**Katowice 40-763, Ustrońska 8 tel./fax +48 32 252 67 56 [info@innow.com.pl](mailto:info@innow.com.pl)**



Pozycje podstawowe



Pozycje z przechyłem



z regulacją wysokości



Rys. 1

*Wersja z regulacją wysokości, podgłówkiem uchylanym, podparciami wielopozycyjnymi (poliuretanowymi) pod rękę.*



podparcie pod rękę tapicerowane



listwa boczna



kropiółka



regulacja hydrauliczna  
Wersja uchylna daje możliwość uzyskania pozycji Anty /Trendelenburga.  
Wersja podnoszona umożliwia zmianę wysokości siedziska.



podparcie pod rękę poliuretanowe



podgłówek odchylany do tyłu



podnózek



podparcie pod rękę poliuretanowe wielopozycyjne (opcjonalnie także na łóżysku kulowym).



ruchomy podgłówek



tapicerka anatomiczna



Rys. 2

*Wersja podstawowa, rozbudowana o podparcie poliuretanowe pod rękę oraz podnózek.*

Fotele przeznaczone są do:

- pobierania krwi i dializ,
- okulistyki i laryngologii,
- kosmetyki.

Wyposażenie podstawowe:

Konstrukcja z leżem trzyczęściowym, regulowanym 2 sprężynami gazowymi.

Podstawowe wymiary leża:

Szerokość: standardowa / anatomiczna 55 / 60 cm  
Długość całkowita wieloczęściowego leża: 185 cm  
Wysokość położenia siedziska: 65 lub 53 cm

Opcja z przechyłem hydraulicznym:

Kąt wychylenia siedziska: do 45°  
Stała wysokość siedziska: 65 lub 53 cm

Opcja z podnoszeniem hydraulicznym:

Zakres regulacji wysokości: 53 do 83 cm

**WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:**



**SPRZĘT MEDYCZNY  
I REHABILITACYJNY**

[www.innow.com.pl](http://www.innow.com.pl)

# FOTELE ZABIEGOWE



SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ



## FZ-02

Fotel zabiegowy FZ-02 to nowoczesne, ergonomiczne i funkcjonalne urządzenie, przeznaczone do wykonywania: badań, zabiegów, dializ, pobrań, etc.

Przy odpowiednim doborze wyposażenia, fotele znajdują zastosowanie nie tylko w laryngologii, okulistyce, kardiologii, ale także w salach pooperacyjnych, przy podawaniu pacjentom cytostatyków i innych farmaceutyków (chemioterapia), do iniekcji, a nawet kosmetyki zdrowotnej.

Wyposażenie standardowe: trzysegmentowe, płynnie regulowane leże, pozwalające na uzyskanie pozycji od leżącej do siedzącej (regulacja za pomocą sprężyn gazowych), koła jezdne z hamulcami.

Wyposażenie dodatkowe pozwala dostosować fotel do specyficznych potrzeb i szczególnych zastosowań:

- podnózek
- dwudzielna część nożna
- podparcie pod rękę z poliuretanu
- podparcie pod rękę z poliuretanu wielopozycyjne
- podparcie pod rękę tapicerowane
- tapicerka anatomiczna
- hydrauliczna regulacja wysokości
- odchylenie hydrauliczne siedziska od poziomu (pozycja kolebkowa)
- odchylany lub podnoszony podgłówek
- uchwyt kroplówki
- podgłówek poduszka
- podgłówek z regulacją wysokości
- podgłówek odchylany (do tyłu)



### Wymiary:

- szerokość siedziska: 60 cm
- głębokość siedziska: 48 cm
- wysokość siedziska regulowana (opcja): 60–88 cm
- wysokość oparcia: 80 cm
- wysokość całkowita: 140–168 cm

**PL Katowice 40-763, Ustrońska 8**  
**tel./fax +48 32 252 67 56**

**[info@innow.com.pl](mailto:info@innow.com.pl)**



SPRZĘT MEDYCZNY  
I REHABILITACYJNY

[www.innow.com.pl](http://www.innow.com.pl)

# FOTELE ZABIEGOWE

## ginekologiczno-urologiczne



SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ



### FZ-02 GINN, FZ-02 GINN AT

Fotel jest przeznaczony do wykonywania badań i zabiegów w zakresie ginekologii i urologii. Urządzenie umożliwia odpowiednie ułożenie ciała pacjenta podczas badań i zabiegów od pozycji siedzącej do leżącej. Wykonanie z profili stalowych, pokrywanych lakierem proszkowym. Leże segmentowe, tapicerowane materiałem skóropodobnym przeznaczonym do zastosowań medycznych. Regulacja wysokości oraz pozycji pacjenta elektryczna za pomocą sterownika nożnego (opcjonalnie pilot do ręki). Możliwe uzyskanie pozycji Trendelenburga i AntyTrendelenburga.

Fotel wyposażony jest w podparcia wielopozycyjne podudzi oraz pokrywę maskującą.



#### WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

- leżysko dwusegmentowe- sterowanie nożne (wysokość + Trendelenburg/antyTrendelenburg)
- regulacja oparcia pleców sprężyną gazową
- podłokietniki stałe
- podparcia pod uda wielopozycyjne
- obudowa maskująca
- Trendelenburg i antyTrendelenburg (dla FZ-02 GINN AT)
- miska ginekologiczna

#### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- listwy boczne na segmencie siedziska (para)
- podparcie poliuretanowe wielopozycyjne pod rękę
- regulowany podgłówek w zakresie +45
- podajnik podkładów
- pilot ręczny
- tapicerka anatomiczna
- konstrukcja w kolorze grafitowym / matowoszarym / lśniącosharym
- podwozie jezdne opuszczane
- 2 koła rolki do przesuwania stołu
- wysuwany podgłówek
- wysuwany i uchylany podgłówek

#### FZ-02 GINN

##### PARAMETRY TECHNICZNE:

- Wymiary: szer./wys./dł. 69/53-96/143 cm

#### FZ-02 GINN AT

##### PARAMETRY TECHNICZNE:

- Wymiary: szer./wys./dł. 64/58-100/143 cm
- Pozycja Trendelenburga 10 stopni
- Pozycja antyTrendelenburga 15 stopni



# Łatwiej leczyć, łatwiej żyć



www.innow.pl

**Biuro handlowe:**

40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8

POLAND

tel./fax +48 32 252 67 56

salon@innow.pl

INNOW jest producentem sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Misją firmy jest

wspomaganie osób leczonych jak i tych, którzy leczą;  
niepełnosprawnych jak i tych którzy pielęgnują.

Celem prowadzonej działalności jest służyć ludziom wiedzą i doświadczeniem w projektowaniu, produkcji, doradztwie, sprzedaży i adaptacji urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, aby umożliwić klientom spełnienie ich potrzeb i oczekiwań. W ciągłym rozwoju oferty ujawnia się innowacyjność firmy, podążającej niezmiennie za pojawiającymi się nowymi potrzebami klientów.

Chcąc zapewnić klientom usługi o potwierdzonej wysokiej jakości, a także spełniając potrzeby w zakresie organizacji i zarządzania, INNOW wdrożyło, stosuje i rozwija system zarządzania jakością wg normy ISO 9001. System, certyfikowany przez TÜV NORD obejmuje swym zakresem: doradztwo, projektowanie, produkcja, sprzedaż i przystosowanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Produkcja INNOW obejmuje działy:

1. Wyposażenia jednostek służby zdrowia i gabinetów lekarskich  
– w tym meble medyczne: kozetki, stoły i fotele zabiegowe, transportowe, parawany, etc.
2. Urządzenia i pomoce rehabilitacyjne  
– w tym: stoły rehabilitacyjne, do masażu, fotele rehabilitacyjne, etc.
3. Wyposażenie do kąpielii pacjentów  
– w tym: wózki kąpielowe, krzesła i siodełka prysznicowe, oporęczowanie WC i łazienek, etc.



**Salon firmowy:**  
40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8  
POLAND  
tel. +48 32 252 67 56  
salon@innow.pl



www.innow.pl