

SPRZĘT MEDYCZNY I REHABILITACYJNY

Meble medyczne

DOŚWIADCZENIE

Produkcja mebli medycznych
z deklaracją zgodności CE.
Solidność poparta
wieloletnim doświadczeniem.

JAKOŚĆ

Zarządzanie przez jakość
wg normy ISO 9001.
Zgodność potwierdzona
przez TÜV NORD.

WRAŻLIWOŚĆ

Profesjonalne doradztwo
i dostosowanie do potrzeb.

SATYSFAKCJA

Indywidualne podejście do
klienta, budujące zaufanie.



CERTYFIKAT

dla Systemu Zarządzania wg
PN-EN ISO 9001

INNOW
Ustrońska 8, PL / 40-763 Katowice

INNOW



Urządzenia i wózki kąpielowe,
systemy do higieny pacjentów



Stoły rehabilitacyjne



BIURO I SALON FIRMOWY

KATOWICE 40-763, UL. USTROŃSKA 8, POLAND

TEL./FAX +48 32 252 67 56

www.innow.pl salon@innnow.pl



PARAWANY STANDARDOWE



Parawany są lekkie, mobilne, łatwe do utrzymania w czystości. Powierzchnie zewnętrzne są trwałe i odporne na czynniki zewnętrzne. Ekran wykonany jest z materiałów zmywalnych, nadających się także do prania w niskiej temperaturze. Dostępne w kolorach seledynowym, niebieskim i białym. Wszystkie modele mogą być wykonane również w wersjach: konstrukcja w kolorze białym lub szarym, ze stali nierdzewnej, z jasnego lub ciemnego drewna.

**P 804**

P 804
Parawan jednoczęściowy/
opcjonalnie ze stali
nierdzewnej INOX

Wymiary: wys./szer./gł. 170/100/50 cm

**P 805 ST**

P 805 ST
Parawan składany 3 częściowy/
opcjonalnie ze stali nierdzewnej INOX (łącna długość skrzydeł 210 cm)

Wymiary: wys./szer. 170/50 cm, długość: 70/140/210 cm

Model P805 ST posiada budowę trzyskrzydłową. Pozwala na rozłożenie zastony na długość 70, 140, bądź 210 cm. Przy tak bogatym programie użytkowym pozostaje jednakże dalej lekki i mobilny.

**P 802**

P 802
Parawan składany
2 częściowy (łącna długość
skrzydeł 140 cm)

Wymiary: wys./szer. 170/50 cm,
długość: 70/140 cm



Parawany P 804, P 805 ST, P 802 mogą być łączone
wzdłużnie za pomocą złączek.

PL Katowice 40-763, Ustrońska 8
tel./fax +48 32 252 67 56
info@innow.com.pl



PARAWANY TELESKOPOWE

Możliwość elastycznego dopasowania długości ramion wyróżnia parawany teleskopowe spośród innych rozwiązań konstrukcyjnych. Wykonywane są również wersje rozbudowane do kilku ramion. Pozostałe cechy użytkowe jak w parawanach standardowych. Możliwość wykonania wszystkich modeli w wersji ze stali nierdzewnej.



P 808

P 808
Parawan teleskopowy przejezdny/
opcjonalnie ze stali nierdzewnej INOX
rozsuwany dł. 210 cm
Wymiary: wys./szer. 170/50 cm,
długość: max. 210 cm



P 808






P 807
Parawan teleskopowy
ścienny dł. 210 cm
ze stali nierdzewnej INOX
Wymiary: długość: 85–210 cm,
wysokość ekranu: 150 cm

P 806
Parawan teleskopowy przejezdny/
opcjonalnie ze stali nierdzewnej INOX
dł. 210 cm
Wymiary: wys./szer. 170/50,
długość: 85–210 cm



P 806-2, P 806-3, P 806-4
Parawan teleskopowy
przejezdny 2/3/4 ramienny
Wymiary: wys. 170 cm,
długości ramion: 85–210 cm



P 806

Podkłady ochronne

X-lite INNOW, to:

- jednorazowe
 - dwuwarstwowe
 - bibułowe
- podkłady medyczne o wysokiej wchłaniałości płynów fizjologicznych i patologicznych.

Wymiary:

- perforacja 50x50 cm
- na wałku 100 sztuk




X-lite INNOW

PO - jednorazowe higieniczne podkłady ochronne stanowią połączenie dwóch warstw bibuły (doskonała wchłaniałość płynów) i warstwy folii (zabezpieczenie przed przemakaniem). Oderwanie pojedynczego podkładu z rolki umożliwia perforacja. Podkłady dostępne są w pięciu kolorach: zielonym, niebieskim, żółtym, wrzosowym i morelowym.


Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne dzięki dużej absorpcji i nieprzepuszczalności cieczy znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju zabiegach medycznych. Nadają się na kozetki lekarskie, fotele ginekologiczne, stoły rehabilitacyjne, krzesła do pobrań, etc)

Wymiar podstawowy: 51x160 cm, nawijane po 25 sztuk na rolce (dostępne również 50 i 80 cm, a także szerokości 33 i 38 cm).



HYDROSTOP higieniczne podkłady ochronne wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny frotte powleczonej od spodu cienką warstwą tworzywa PCV, co powoduje, że jest nieprzemakalna. Nadaje się do wielokrotnego użycia, dzięki możliwości prania w zimnej i gorącej wodzie (95°C), a także odporności na słabe kwasy, zasady i dezynfekcje. Stosowana na materace, prześcieradła, ceraty dla dzieci i obłożnie chorych, a także na inne powierzchnie tapicerowane.

Wymiary podstawowe: 100x70 i 140x100 (dostępne także na zamówienie w innych wymiarach)



PL Katowice 40-763, Ustrońska 8
tel./fax +48 32 252 67 56

salon@innow.pl

Łatwiej leczyć, łatwiej żyć



Biuro handlowe:
40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8
POLAND
tel./fax +48 32 252 67 56
salon@innow.pl

INNOW jest producentem sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Misją firmy jest wspomaganie osób leczonych jak i tych, którzy leczą; niepełnosprawnych jak i tych którzy pielęgnują.

Celem prowadzonej działalności jest służyć ludziom wiedzą i doświadczeniem w projektowaniu, produkcji, doradztwie, sprzedaży i adaptacji urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, aby umożliwić klientom spełnienie ich potrzeb i oczekiwań. W ciągłym rozwoju oferty ujawnia się innowacyjność firmy, podążającej niezmiennie za pojawiającymi się nowymi potrzebami klientów.

Chcąc zapewnić klientom usługi o potwierdzonej wysokiej jakości, a także spełniając potrzeby w zakresie organizacji i zarządzania, INNOW wdrożyło, stosuje i rozwija system zarządzania jakością wg normy ISO 9001. System, certyfikowany przez TÜV NORD obejmuje swym zakresem: doradztwo, projektowanie, produkcja, sprzedaż i przystosowanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Produkcja INNOW obejmuje działy:

1. Wyposażenia jednostek służby zdrowia i gabinetów lekarskich
– w tym meble medyczne: kozetki, stoły i fotele zabiegowe, transportowe, parawany, etc.
2. Urządzenia i pomoce rehabilitacyjne
– w tym: stoły rehabilitacyjne, do masażu, fotele rehabilitacyjne, etc.
3. Wyposażenie do kąpielii pacjentów
– w tym: wózki kąpielowe, krzesła i siodełka prysznicowe, oporęczowanie WC i łazienek, etc.



Salon firmowy:
40-763 Katowice, ul. Ustrońska 8
POLAND
tel. +48 32 252 67 56
salon@innow.pl



w w w . i n n o w . p l