

Link do produktu: <https://eresmedical.com.pl/wanna-porodowa-hubbard-plus-p-453.html>

# Wanna porodowa Hubbard Plus



## Opis produktu

### CHARAKTERYSTYKA

- Wanna porodowa do relaksacji oraz odbierania porodów w wodzie
- Dostęp personelu do pacjentki z każdej strony
- Wewnątrz siedzisko i podparcie na stopy
- Poręcze wspomagające pacjentkę przy wejściu i wyjściu z wanny
- Na zewnętrznej ścianie wanny panel sterujący z z dotykowym wyświetlaczem 4,3'
- Bateria termostatyczna z kranem i prysznicem do do mycia wanny z zaworem zwrotnym
- Mikser termostatyczny
- Automatyczne napełnianie wanny – 2 poziomy wody: standardowy i awaryjny
- System kontroli przepełnienia – Aqua Stop
- Wskaźnik temperatury wody w wannie oraz wody nalewanej na ekranie
- Podświetlenie LED – 24 białe punkty świetlne
- Chromatoterapia (koloroterapia)
- Kolor wanny wybierany z szerokiej gamy barw

### OPCJE DODATKOWE

- System masażu perełkowego
  - Ozonoterapia (tylko z masażem perełkowym)
  - Elektromagnetyczny zmiękcacz wody
  - Sterylizator UV
-

- Schodki do wanny dwustopniowe
- Poręcze do schodków
- Chusta na haku

#### DANE TECHNICZNE

<b>Wymiary zewnętrzne</b>	długość: 1935mm szerokość: 1500mm wysokość: 760mm
<b>Waga wanny bez obciążenia</b>	80kg
<b>Maks. obciążenie statyczne</b>	600 kg
<b>Pojemność maksymalna</b>	450 litrów
<b>Średnia pojemność</b>	300-350 litrów
<b>Czas napełniania</b>	9min
<b>Czas opróżniania</b>	5min
<b>Zasilanie</b>	230 V/50Hz